

Thermo Scientific Nalgene

包装诊断耗材解决方案

优异的质量 丰富的选择 专业的支持



Thermo Scientific Nalgene

包装瓶为卓越质量、广泛的树脂和产品选择，以及世界范围的全面支持设定了榜样。

我们对卓越的执着追求使我们可以保证每个Thermo Scientific™ Nalgene™瓶都是防漏的。那是因为我们的瓶子是作为一个完整的系统（不带衬垫）进行设计、制造和测试的。

我们同样可以在瓶材料、形状和尺寸方面为您提供最多的选择，包括LDPE、HDPE和FLPE瓶。我们也可以提供可高压灭菌的PPCO、FEP和PFA瓶，以及预灭菌的PET和PETG瓶。

我们仅使用符合制药、大学研究、食品和消费品应用中最严格的标准的高质量树脂。质量优异的树脂可以保证低水平的低溶出物，避免对瓶内容物造成污染。

所有瓶子均在美国制造。符合最高标准，保证最佳的质量、性能，您可完全放心。

Thermo Scientific Nalgene批量包装瓶解决方案优势

从诊断瓶和培养基瓶，到批量的实验室级别、包装级别和无菌认证级容器 – 每一种包装瓶解决方案均可提供无法比拟的可靠优势。

保证防漏。我们的瓶和瓶盖作为一个完整的系统进行设计、制造和测试，以确保其防漏性能。

合规性：ISO 13485: 2003, cGMP认证。我们的瓶和瓶盖由符合FDA标准的树脂制成。所有产品均在美国制造。严格的批间生产控制确保了始终如一的高质量，您大可放心。

全面的客户更改通知系统。我们向我们的客户和技术支持团队快速传达生产系统中的任意相关更改，以评估验证和合规性状态。

定制包装能力。我们可以满足您的独特需求，包括预灭菌瓶和特殊的包装，使您的生产过程更加高效。有关其他详情，请联系我们。



诊断瓶

小容积瓶，可满足您的所有诊断包装需求

我们全面的诊断瓶系列使您可以针对自己的包装应用选择正确的尺寸、形状和类别。产品经过生物学测试和验证，您可以确信您的关键试剂得以很好地保护。

- ▶ 防漏设计
- ▶ 小瓶十分适用于诊断试剂
- ▶ 尺寸范围在0.5 mL到20 mL
- ▶ 多种材料可供选择 – 耐用防裂
- ▶ 多种包装选择以满足您的需求

	产品	瓶颈瓶口处理	大小	树脂	颜色	是否无菌	包装	包括瓶盖
 小瓶	小瓶	窄口	4-15 mL	HDPE	天然	否	散装	单独提供
					白色	是	托盘包装	是
					琥珀色	否	散装	单独提供
				LDPE	半透明琥珀色	否	托盘包装	是
					天然	否	散装	是
					PPCO	否	散装	单独提供
 微量包装管	微量包装管	11 mm	0.5-2.0 mL	PPCO	天然	是	托盘包装	是
		13 mm	4.5 mL		琥珀色		散装	多种瓶盖选项
		翻口	3-20 mL	PETG	天然	是	收缩膜托盘包装	单独提供
 血清小瓶	血清小瓶	连续螺纹	5-20 mL		透明		是	单独提供
								是
 滴瓶	滴瓶	15-415	4-15 mL	LDPE	天然 白色	否	散装	滴嘴/彩色瓶盖单独提供

包装级别瓶

Thermo Scientific Nalgene质量，
价格实惠，可用于多种包装应用



利用优质结构，重量更轻，
瓶成本更低，可满足您的批
量包装需求。有多种包装可
供选择，包括批量包装和无
菌容器，以及托盘包装来简
化您的灌装和加工操作。

- ▶ 与所有其他的Nalgene瓶具有相同的防漏性能
- ▶ 与标准实验室质量的瓶相比，重量更轻
- ▶ 耐用的结构
- ▶ 30 mL到1 L的尺寸
- ▶ 窄口和广口圆瓶
- ▶ 有无菌型号可供选择
- ▶ HDPE（天然和琥珀色）、LDPE和可高温灭菌的PPCO
- ▶ 多种包装选择

产品	瓶颈瓶口处理	大小	树脂	颜色	是否无菌	包装	提供瓶盖
包装级别瓶	窄口	30 mL-1 L	HDPE	天然	否	散装	单独提供
					是	托盘包装	是
					是	托盘包装	是
				琥珀色	否	散装	单独提供
					是	托盘包装	是
					是	托盘包装	是
			LDPE	半透明琥珀色	否	散装	是
					否	散装	是
					否	散装	是
	广口	30 mL-1 L	PPCO	天然	否	散装	单独提供
					是	托盘包装	是
					是	托盘包装	是
			HDPE	天然	否	散装	是
				琥珀色	否	散装	是
				半透明琥珀色	否	散装	是
			PPCO	天然	否	散装	是
					是	散装	是
					是	散装	是

产品	瓶颈瓶口处理	大小	形状	树脂	颜色	是否无菌	包装	包括瓶盖
实验室级别瓶	窄口	30 mL-1 L	圆形	HDPE	天然	否	散装	是单独提供
					琥珀色	否	散装	是
					白色	否	散装	单独提供
			方形	LDPE	天然	否	散装	是
				PPCO	天然	否	散装	是
				HDPE	天然	否	散装	是
	广口	30 mL-1 L	圆形	HDPE	天然	否	散装	是
					琥珀色	否	散装	是
					LDPE	天然	否	散装
			方形	PPCO	天然	否	散装	是
				HDPE	天然	否	散装	是
				PPCO	天然	否	散装	是
		125 mL-1 L	矩形	HDPE	天然	否	散装	是
					琥珀色	否	散装	是

实验室级别瓶

批量包装的Nalgene实验室质量瓶

没有其他产品可以匹敌我们批量包装的实验室级别瓶的质量和耐用性，而且我们的产品有多种形状和尺寸可供选择。

- ▶ 坚固的结构，几乎适用于任何实验室应用
- ▶ 与所有其他的Nalgene瓶具有相同的防漏性能
- ▶ 有多种尺寸可供选择：从30 mL到1 L
- ▶ 耐用的结构
- ▶ 窄口和广口圆瓶
- ▶ HDPE（天然和琥珀色）、LDPE和可高温灭菌的PPCO
- ▶ 多种包装选择





PET和PETG培养基瓶

Nalgene无菌培养基瓶是储存关键生物试剂的行业标准

我们的PET和PETG瓶是行业领导者，是世界范围内生物技术公司的经济之选。

- ▶ 防漏设计
- ▶ 玻璃般透明，便于检查内容物
- ▶ 无菌：无需另外清洗
- ▶ 托盘包装，便于使用
- ▶ 方形设计，节省大量空间
- ▶ ADCF瓶和瓶盖树脂
- ▶ 优异的CO₂和O₂屏障
- ▶ 可提供隔膜盖

产品	瓶颈瓶口处理	大小	树脂	颜色	是否无菌	包装	包括瓶盖
培养基瓶	窄口	30 mL-2 L	PETG	透明	是	托盘包装	是 单独提供
		30-125 mL		琥珀色	否	托盘包装	是
		125 mL-1 L	PET	透明	是	托盘包装 托盘包装	是 单独提供

专用瓶

独特的容器，可用于多种专业应用

Nalgene优质瓶几乎适用于任何专业或定制应用。从用于废液的厚壁瓶，到用于昂贵试剂、呈化学惰性的Teflon™容器 – 我们的专业产品可提供具有成本效益的OEM解决方案。我们的IP2容器符合IATA/ICAO对内包装的要求。



耐用瓶

- ▶ 防漏设计
- ▶ 特别适用于仪器的储存瓶和废液容器
- ▶ 当前最耐用的瓶
- ▶ 有1、2、4和5 L的尺寸可选
- ▶ HDPE和可高压灭菌的PPCO
- ▶ PPCO，经真空使用评级

IP2运输容器

- ▶ 防漏设计
- ▶ 符合49CFR、IATA、ICAO对内包装的要求
- ▶ 窄口和广口
- ▶ 批量包装

Teflon瓶

- ▶ 防漏设计
- ▶ 当前化学惰性最好的塑料瓶
- ▶ 尺寸在30 mL – 2 L
- ▶ 有FEP和PFA瓶树脂可供选择
- ▶ 可高压灭菌



产品	瓶颈瓶口处理	大小	树脂	颜色	是否无菌	包装	包括瓶盖
耐用瓶	广口	1-4 L	HDPE	天然	否	实验室包装	是
		1-5 L	PPCO	天然	否	实验室包装	是
IP2运输瓶	窄口	30 mL-1 L	HDPE	天然	否	大包装	是
		125 mL-1 L		天然	否	实验室包装	是
	广口	30 mL-1 L		天然	否	大包装	是
		30 mL-1 L		天然	否	实验室包装	是
Teflon瓶	窄口	30 mL-2 L	FEP	天然	否	实验室包装	是
	广口	30 mL-1 L		天然	否	实验室包装	是
	窄口	125 mL-1 L	PFA	天然	否	实验室包装	是

包装产品目录

产品包装信息

- 实验室包装瓶——盖已安装
- “31” 散装瓶——有盖未安装
- “32” 热缩包装
- “33” 散装瓶——盖已安装
- “34” 无菌产品
- “36” 瓶和盖批量包装于不同纸箱，必须分别订购
- “38” 低微粒瓶——盖已安装
- 参见包装部分篇尾的“散装瓶盖”

► 更多Thermo Scientific Nalgene包装瓶信息请浏览：
thermoscientific.com/nalgenecontainers



可靠

卓越品质 最佳选择

► 包装产品目录

Thermo Scientific产品	页码
Nalgene带盖诊断瓶, HDPE	P10
Nalgene带盖诊断瓶, PPCO	P19
Nalgene血清小瓶	P22
Nalgene带盖诊断瓶, PETG	P27
血清瓶盖	P29
Nalgene滴瓶	P31
Nalgene滴瓶盖	P32
Nalgene滴瓶分液头	P33
Nalgene微量包装管	P34
Nalgene高沿彩色微量包装管盖	P39
Nalgene低沿微量包装管盖	P45
Nalgene 4.5 mL微量包装管盖	P47
Nalgene窄口包装瓶, HDPE	P48
Nalgene带盖广口包装瓶, HDPE	P52
Nalgene带盖窄口包装瓶, 琥珀色HDPE	P53
Nalgene带盖广口包装瓶, 琥珀色HDPE	P54
Nalgene窄口包装瓶, 琥珀色HDPE	P55
Nalgene带盖广口包装瓶, 琥珀色HDPE	P58
Nalgene带盖窄口包装瓶, LDPE	P59
Nalgene带盖窄口包装瓶, PPCO	P60
Nalgene带盖广口包装瓶, PPCO	P61
Nalgene窄口波士顿圆瓶, HDPE	P62
Nalgene带盖矩形瓶	P64
Nalgene带盖方形刻度瓶	P65
Nalgene带盖窄口包装瓶	P66
Nalgene带盖广口包装瓶	P67
Nalgene广口方形瓶	P68
Nalgene带盖窄口波士顿圆瓶, HDPE	P69

Thermo Scientific产品	页码
Nalgene带盖广口瓶	P70
Nalgene带盖矩形瓶	P71
Nalgene无盖窄口波士顿圆瓶, HDPE	P72
Nalgene有盖窄口波士顿圆瓶, LDPE	P73
Nalgene广口瓶, LDPE	P74
Nalgene带盖窄口波士顿圆瓶, PPCO	P75
Nalgene带盖方形瓶, PPCO	P76
Nalgene带盖广口瓶, PPCO	P77
Nalgene带盖广口方形瓶, PPCO	P78
Nalgene无盖方形瓶, PC	P80
Nalgene IP2窄口瓶	P81
Nalgene带盖低微粒窄口瓶	P83
Nalgene带盖耐用瓶	P84
Nalgene带盖耐用真空瓶	P85
Nalgene方形培养基瓶	P86
Nalgene培养基瓶无菌盖	P93
Nalgene HDPE防盗环盖	P94
Nalgene培养基瓶无菌盖	P95
Nalgene彩色瓶盖	P97
Nalgene扭力扳手PP瓶盖适配器	P102
Nalgene扭力扳手HDPE瓶盖适配器	P103
Nalgene扭力扳手Tefzel™瓶盖适配器	P104
Nalgene扭力扳手PFA瓶盖适配器	P105
Nalgene扭力扳手Biotainer™瓶盖适配器	P105
Nalgene扭力扳手	P106
建议应用扭力表	P106
参考, 技术信息	P107

封闭系统

作为一个整体的密封系统, Nalgene瓶和盖子具有防漏认证, 反复开启和拧紧密封性不受影响。大多数的Nalgene瓶盖为无衬垫设计, 因为衬垫可能会磨损或产生折缝, 导致污染或从瓶盖分离。

Nalgene瓶盖是专为Nalgene瓶特殊设计, 如使用Nalgene瓶或盖与非Nalgene组件匹配, 将无法获得防漏保证, 所有本目录中的瓶均配有对应的Nalgene瓶盖。

* 符合防漏认证的产品将在描述章节标注“防漏”

** 带有密封垫或衬垫的瓶盖会在产品描述中特殊说明。



► Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶 天然HDPE，PP盖，非无菌，散装



Nalgene高密度聚乙烯诊断瓶；天然聚丙烯瓶盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶可用于小体积、重要试剂采样、储存和运输。

特点

- 非无菌
- 天然半透明高密度聚乙烯
- 天然无密封圈聚丙烯瓶盖
- 耐用，均匀的壁厚防开裂和刺穿
- 防漏[†]

订购信息：瓶身和盖子分别独立包装。2000个/箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。

Nalgene带盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312002-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	2000	2000
312002-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	2000	2000
312002-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	2000	2000

密封环

瓶盖内的密封环紧贴着瓶颈斜面内边缘形成一个防漏阀以确保盖子密封。大多数的瓶和盖子都是用不同材料制备的以增强其密封性。

颈环

大多数的Nalgene瓶都有一个颈环用于搭配防拆封收缩带使用

螺纹

Nalgene容器都有连续的直肩半梯形螺纹。它们比通常的塑料瓶或玻璃瓶深。这样的设计使得用过量的扭力跳过或螺纹滑丝变得不可能。这是作为优秀瓶设计的另一标志。

耐用，壁厚均一

您可感知的区别，先进的成型技术获得厚度均匀，高质量的瓶壁，而这是别的瓶所不具备的，耐用Nalgene瓶壁能有效防止瓶破裂或刺穿。

底部

观察一下瓶底。瓶底相对大多数其它品牌产品更平整，当应用于灌装线时这样的设计更为重要。树脂识别字母标注于瓶底。500 mL和更大容量的实验室质量级瓶上标示了SPI回收代码。

► **Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶**
天然HDPE，PP瓶盖，非无菌，收缩膜托盘包装



Nalgene诊断瓶，高密度聚乙烯；天然聚丙烯瓶盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶可用于小体积、重要试剂采样、储存和运输。托盘包装便于运输。

特点

- 非无菌
- 带天然聚丙烯盖子的天然半透明高密度聚乙烯瓶，具有优异的耐化学性
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 瓶装 in 硬质托盘内，便于搬运
- 防漏[†]

订购信息：瓶采用收缩膜托盘包装。盖子装在单独的塑料袋中。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。

Nalgene带PP盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
322002-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	332	1328
322002-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	150	1500
322002-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	150	1500

[†] Thermo Scientific Nalgene指定“防漏” a) 瓶/瓶盖系统瓶盖小于100 mm，装满水后，倒置，承受2min 2 psig的空气压力，无漏水；b) 在100或120 mm的瓶/盖子系统装满水后，倒置15分钟，无漏水。注：这些测试，使用其他液体，可能不会产生相同的结果。为了确保使用安全，Nalgene建议客户在实际的使用条件下测试瓶和瓶盖。在常温常压下使用Nalgene瓶盖时Nalgene瓶和瓶体是防漏的。



► Thermo Scientific Nalgene无盖诊断瓶 天然HDPE，非无菌，散装



Nalgene诊断瓶，高密度聚乙烯；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶可用于小体积、重要试剂的采样、储存和运输。该系列瓶采用无盖包装，可选配多色盖子（货号：362150）。

特点

- 非无菌
- 天然半透明高密度聚乙烯
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 防漏[†]，装盖后（盖子需另购）

订购信息：无盖散装瓶，2000个/箱。可选配多种颜色的盖子（货号：362150）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。

Nalgene无盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
362002-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	2000	2000
362002-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	2000	2000
362002-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	2000	2000



► Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶 HDPE，白色PP瓶盖，无菌，收缩膜托盘包装



Nalgene无菌诊断瓶，高密度聚乙烯；白色聚丙烯瓶盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

收缩膜托盘包装容易拿取瓶。托盘设计有利于工业流水线加工作业。

特点

- 可控环境下生产
- 托盘容易拿取
- 包含无衬垫的白色聚丙烯瓶盖
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 无菌级别 10^{-6} SAL
- 带盖瓶用sbs托盘盛装
- 防漏[†]

订购信息：瓶采用收缩膜托盘包装，预装配瓶盖。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。

Nalgene诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
342002-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	98	980
342002-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	112	896

► 选择使用最适合您的容器

登陆：www.thermoscientific.com/nalgenecontainers

或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP

-搜索Nalgene Bottles.

► Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶

半透明的琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP盖，非无菌，散装



Nalgene半透明琥珀色诊断瓶，高密度聚乙烯；不透明琥珀色聚丙烯瓶盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶可用于小体积、重要试剂的采样、储存以及运输。

半透明琥珀色瓶 防止光的照射，同时可以观察到液体的位置。

特点

- 非无菌
- 半透明琥珀色高密度聚乙烯瓶
- 不透明琥珀色，无衬垫聚丙烯瓶盖
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 无细胞毒性
- 防漏[†]
- 半透明琥珀色防止光的照射，同时可以观察到内部液体的位置

订购信息：瓶身和盖子分别独立包装。2000/箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。产品满足最新版USP耐光容器的要求。

Nalgene带盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312084-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	2000	2000
312084-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	2000	2000
312084-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	2000	2000

► **Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶**
不透明琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP盖，非无菌，散装



Nalgene不透明琥珀色诊断瓶，高密度聚乙烯；不透明琥珀色聚丙烯盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

不透明琥珀色诊断瓶，用于存储和运输小体积样品和贵重的光敏感试剂。

不透明琥珀色瓶是盛装光敏感试剂理想容器。

特点

- 非无菌
- 不透明琥珀色高密度聚乙烯瓶
- 不透明琥珀色无衬垫聚丙烯瓶盖
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 无热原和无细胞毒性
- 防漏[†]

订购信息：瓶身和盖子分别独立包装。2000个/箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。产品满足最新版USP耐光容器的要求。

Nalgene带盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312004-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	2000	2000
312004-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	2000	2000
312004-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	2000	2000

► Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶

不透明琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP瓶盖，非无菌，收缩膜托盘包装



Nalgene琥珀色诊断瓶，高密度聚乙烯；琥珀色聚丙烯盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶被用于存储和运输小体积样品和珍贵的光敏感试剂。托盘包装有利于工业流水加工处理。

特点

- 非无菌
- 不透明琥珀色瓶是盛装光敏感试剂的理想容器
- 不透明琥珀色高密度聚乙烯瓶，配有不透明琥珀色PP瓶盖，具有出色的耐化学性
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 瓶采用硬质的托盘包装，容易拿取
- 防漏[†]

订购信息：瓶采用收缩膜托盘包装。瓶盖单独包装在同一个纸箱不同塑料袋内。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。产品满足最新版USP耐光容器的要求。

Nalgene带盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
322004-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	332	1328
322004-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	150	1500
322004-9050	15 (1/4)	20-415	14	25	58	150	1500

► Thermo Scientific Nalgene无盖诊断瓶 不透明琥珀色HDPE，非无菌，散装



Nalgene不透明琥珀色诊断瓶，高密度聚乙烯；无盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶被用于存储和运输小体积样品和光敏感试剂。

瓶采用无盖包装，可额外选购多种颜色瓶盖（货号：362150）。

特点

- 非无菌
- 不透明，琥珀色高密度聚乙烯
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 防漏[†]，盖子被安装时（需另购）

订购信息：散装瓶无瓶盖，2000/箱。可另购多种颜色的盖子（货号：362150）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。使用多颜色的瓶盖时，产品满足最新版USP耐光容器的要求。

Nalgene无盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/包
362004-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	2000	2000
362004-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	2000	2000
362004-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	2000	2000

► Thermo Scientific Nalgene无盖白色诊断瓶 HDPE, 非无菌, 散装



Nalgene诊断瓶, 白色高密度聚乙烯; 无盖, 用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶可用于小体积、重要的试剂的采样、储存和运输。不透明白色瓶是盛装光敏试剂的理想容器。

瓶采用无盖包装, 可选配多种颜色的盖子 (货号: 362150)。

特点

- 非无菌
- 不透明白色高密度聚乙烯
- 耐用, 均匀的壁身防开裂和刺穿
- 防漏[†], 当安装瓶盖后 (需另购)

订购信息: 无盖瓶, 散装。2000/箱。可单独订购多种颜色的盖子 (货号: 362150)。

认证: 生产满足ISO 13485:2016质量要求, 诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求, USP Class VI。当使用不同颜色的瓶盖时产品满足最新版USP耐光容器的要求。

Nalgene无盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
362008-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	2000	2000
362008-9025	8 1/4	20-415	14	25	45	2000	2000
362008-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	2000	2000

► 选择使用最适合您的容器

登陆: www.thermoscientific.com/nalgenecontainers
或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP
-搜索Nalgene Bottles.

► **Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶**
天然PPCO，PP盖，非无菌，散装



Nalgene PPCO诊断瓶，聚丙烯瓶盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶可用于取样，储存和运输小体积、重要的试剂。

特点

- 非无菌
- 天然，半透明聚丙烯共聚物瓶
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 防漏[†]，无衬垫，聚丙烯瓶盖
- 可高温高压灭菌

订购信息：瓶身和盖子分别独立包装。2000个/箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。

Nalgene带盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312006-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	2000	2000
312006-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	2000	2000
312006-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	2000	2000



► Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶 天然PPCO，PP瓶盖，非无菌，收缩膜托盘包装



Nalgene PPCO诊断瓶；聚丙烯瓶盖；用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶可用于取样，存储，运输小体积和珍贵的样品。托盘包装便于拿取。

特点

- 非无菌
- 天然半透明PPCO材质，配有天然的PP瓶盖
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 可高温高压灭菌
- 瓶采用硬质托盘包装，便于拿取
- 防漏[†]

订购信息：瓶采用收缩膜托盘包装。盖子被单独包装在纸箱的塑料袋内。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。

Nalgene带盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
322006-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	332	1328
322006-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	150	1500
322006-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	150	1500



► Thermo Scientific Nalgene无盖诊断瓶 天然PPCO，非无菌，散装



Nalgene PPCO诊断瓶，用于试剂盒和其它小体积样本存储。

诊断瓶可用于取样，存储，运输小体积、有价值的试剂。

瓶采用无盖包装，多种颜色的盖子可与之适配。（货号：362150）

特点

- 非无菌
- 天然半透明的PPCO材质具有优良的耐化学性
- 耐用，均匀的壁身防开裂和刺穿
- 可高温高压灭菌
- 可选购多种颜色的瓶盖
- 防漏[†]，当安装盖子后（需另购）

订购信息：无盖瓶，散装。2000个/箱。可另订购多种颜色的盖子（货号：362150）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求，诊断瓶和盖子满足食品和饮料级21CFR177.1520使用要求，USP Class VI。

Nalgene无盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
362006-9125	4 (1/8)	13-415	8	16	41	2000	2000
362006-9025	8 (1/4)	20-415	14	25	45	2000	2000
362006-9050	15 (1/2)	20-415	14	25	58	2000	2000

► 选择使用最适合您的容器

登陆：www.thermoscientific.com/nalgenecontainers
或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP
-搜索Nalgene Bottles.

► Thermo Scientific Nalgene血清小瓶 PETG, 非无菌, 翻口, 收缩膜包装



Nalgene PETG非无菌血清小瓶；与瓶塞同时使用。

血清小瓶比玻璃瓶轻，可以防止渗漏，破损和污染。

特点

- PETG
- 无细胞毒性
- 无热原
- 采用无托盘收缩膜包装
- 非无菌

订购信息：血清小瓶采用无托盘收缩膜包装。不包含瓶塞。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量认证。血清小瓶满足食品和饮料使用级21CFR177.1520认证，USP Class VI。

Nalgene血清小瓶

货号	容量, mL (oz.)	颈口, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	无盖高度, mm	个/托	个/箱
322030-0010	10 (1/3)	20 - 翻口	13	24	50	252	1260

► Thermo Scientific Nalgene血清小瓶 PETG, 无菌, 翻口, 收缩膜包装



Nalgene PETG无菌血清小瓶；与瓶塞同时使用。

血清小瓶比玻璃瓶轻，可以防止渗漏，破损和污染。

特点

- PETG
- 无细胞毒性
- 无热原
- 采用无托盘收缩膜包装
- 无菌级 SAL 10^{-6}

订购信息：血清小瓶采用无托盘收缩膜包装，不包含瓶塞。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量认证。血清小瓶满足食品和饮料使用级21CFR177.1520认证，USP Class VI。

Nalgene血清小瓶

货号	容量, mL (oz.)	颈口, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	无盖高度, mm	个/托	个/箱
342030-0003	3 (1/10)	13 - 翻口	7	17	37	493	3451
342030-0005	5 (1/6)	20 - 翻口	13	22	40	276	1932
342030-0010	10 (1/3)	20 - 翻口	13	24	50	252	1260
342030-0020	20 (2/3)	20 - 翻口	13	30	58	153	612

► Thermo Scientific Nalgene血清小瓶 PETG, 非无菌, 螺纹口, 收缩膜包装



Nalgene PETG非菌血清小瓶；连续螺纹瓶盖（可另购）。

血清小瓶比玻璃瓶轻，可以防止渗漏，破损和污染。

特点

- PETG
- 无细胞毒性
- 无热原
- 采用无托盘收缩膜包装
- USP VI-认证
- 非无菌
- 防漏[†]，配Nalgene内衬连续螺纹盖时（需另购）

订购信息：血清小瓶采用无托盘收缩膜包装。盖子需另购（货号：312158）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量认证。血清小瓶满足食品和饮料使用级21CFR177.1520 认证，USP Class VI。

Nalgene血清小瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托	个/箱
322032-0005	5 (1/6)	20-415	11	22	44	276	1656
322032-0010	10 (1/3)	20-415	11	24	54	252	1260
322032-0020	20 (2/3)	20-415	11	30	64	153	612



► Thermo Scientific Nalgene血清小瓶 PETG, 无菌, 螺纹口, 收缩膜包装



Nalgene PETG无菌血清小瓶；连续螺纹瓶盖（可另购）。

血清小瓶比玻璃瓶轻，可以防止渗漏，破损和污染。

特点

- PETG
- 无细胞毒性
- 无热原
- 采用无托盘收缩膜包装
- 无菌级 SAL 10^{-6}
- 防漏[†]，需配有Nalgene内衬连续螺纹瓶盖（货号：342158）

订购信息：血清小瓶采用无托盘收缩膜包装。盖子需另购（货号：342158）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量认证。血清小瓶满足食品和饮料使用级21CFR177.1520认证，USP Class VI。

Nalgene血清小瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托	个/箱
342032-0005	5 (1/6)	20-415	11	22	44	276	1656
342032-0010	10 (1/3)	20-415	11	24	54	252	1260
342032-0020	20 (2/3)	20-415	11	30	64	153	612

► Thermo Scientific Nalgene血清小瓶

PETG, 无菌, 螺纹口, 半透明琥珀色, 收缩膜包装



Nalgene PETG无菌血清小瓶；连续螺纹瓶盖（需另购）。

血清小瓶比玻璃瓶轻，可以防止渗漏，破损和污染。

特点

- PETG
- 无细胞毒性
- 无热原
- 半透明的琥珀色
- 采用无托盘收缩膜包装
- USP VI-认证
- 无菌级 SAL 10^{-6}
- 防漏[†]，需配Nalgene内衬连续螺纹盖（货号：342158）

订购信息：血清小瓶采用无托盘收缩膜包装，盖子需另购（货号：342158）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量认证。血清小瓶满足食品和饮料使用级21CFR177.1520认证，USP Class VI.。当匹配不同颜色盖子使用时产品满足耐光容器的USP最新版要求。

Nalgene血清小瓶

Cat.No.	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托	个/箱
342033-0010	10 (1/3)	20-415	11	24	54	252	1260

► **Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶**
PETG, 白色HDPE内衬盖, 无菌, 收缩膜托盘包装



Nalgene PETG无菌诊断瓶；白色高密度聚乙烯盖。

无菌诊断瓶可用于取样，存储，运输小体积和珍贵的样品。

特点

- 无菌级 SAL 10^{-6}
- 无热原，无细胞毒性
- 配有20-415内衬白色HDPE盖子
- 防漏[†]

订购信息：血清小瓶采用收缩膜托盘包装，并配有盖子。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量认证。血清小瓶满足食品和饮料使用级21CFR177.1520认证，USP Class VI。

Nalgene带盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
2035-0005	5 (1/6)	20-415	11	22	46	20	100
2035-0010	10 (1/3)	20-415	11	24	56	20	100
2035-0020	20 (2/3)	20-415	11	30	65	20	100



► Thermo Scientific Nalgene带盖诊断瓶

PETG, 白色HDPE瓶盖, 无菌, 大包装



Nalgene PETG带盖诊断瓶；用于试剂盒和无菌，小体积样品的盛装。

无菌诊断瓶可用于取样，存储，运输小体积和珍贵的样品。

特点

- PETG瓶具有高透光性，能够清楚观察样品
- 包含内衬白色HDPE盖子，可密封防漏[†]
- 容量可达20 mL
- 无热原和无细胞毒性
- 无菌级 SAL 10⁻⁶

订购信息：带瓶盖的血清小瓶采用收缩膜托盘包装。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。血清小瓶满足21CFR177.1520食品以及饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene带盖诊断瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
342035-0005	5 (1/6)	20-415	11	22	44	100	500
342035-0010	10 (1/3)	20-415	11	24	54	100	500
342035-0020	20 (2/3)	20-415	11	30	62	100	500

► Thermo Scientific血清小瓶盖
HDPE，连续螺纹，内衬，非无菌



Nalgene HDPE血清小瓶盖；用于Nalgene连续螺纹PETG血清小瓶。

瓶盖用于瓶的密封，无需使用橡胶塞。

特点

- 三层复合衬里（LDPE垫片夹于两片HDPE之间）
- 用于非无菌Nalgene PETG血清小瓶

订购信息：血清小瓶盖，大包装，2000个/箱。

认证：生产满足 ISO 13485:2016质量要求。血清小瓶盖满足21CFR177.1520食品饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene血清小瓶盖

货号	颜色	标准重量, g	颈口, mm	外径, mm	高度, mm	个/包	个/箱
312158-0021	白色	1.4	20-415	22.1	14.2	2000	2000
312158-0022	黑色	1.4	20-415	22.1	14.2	2000	2000

► Thermo Scientific血清小瓶盖

HDPE，连续螺纹，内衬，无菌



Nalgene HDPE血清小瓶盖；用于Nalgene带连续螺纹的PETG无菌血清小瓶。

此盖用于淘汰橡胶塞的使用。

特点

- 三层复合衬里（LDPE垫片夹于两片HDPE之间）
- 无菌级 SAL 10^{-6}
- 用于无菌PETG血清小瓶（需另购），确保防漏
- 多种颜色盖可选

订购信息：血清小瓶盖，大包装。2000个/箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。血清小瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene血清小瓶盖

货号	颜色	标准重量, g	颈口, mm	外径, mm	高度, mm	个/包	个/箱
342158-0021	白色	1.4	20-415	22.1	14.2	2000	2000
342158-0022	黑色	1.4	20-415	22.1	14.2	2000	2000
342158-0023	黄色	1.4	20-415	22.1	14.2	2000	2000
342158-0024	绿色	1.4	20-415	22.1	14.2	2000	2000
342158-0025	红色	1.4	20-415	22.1	14.2	2000	2000
342158-0026	蓝色	1.4	20-415	22.1	14.2	2000	2000

► Thermo Scientific Nalgene滴瓶 LDPE，散装



Nalgene滴瓶，低密度聚乙烯；为可靠的，可重复滴涂应用设计。

出色的耐化学性，瓶身弹性强。可使用Nalgene可控滴头和瓶盖。

特点

- 原色或白色LDPE瓶
- 可控滴头紧密贴合瓶身，需单独采购
- 可选40或50 μ L滴头（以水为基准），需单独采购
- 与Nalgene瓶身匹配,可实现连续，准确的滴液，需单独采购
- 配有多色滴瓶盖，需单独采购
- 防漏[†]

订购信息：散装滴瓶。2000个/箱。可另购Nalgene可控滴头（货号：312758，312759）以及多色瓶盖（货号：312760）。

认证：生产符合ISO 13485:2016质量要求。滴瓶满足21CFR177.1520f食品和饮料使用级要求，USP Class VI。白色LDPE瓶满足目前耐光容器的USP要求。

Nalgene 滴瓶；天然色低密度聚乙烯

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶 颈 内 径 , mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312750-9125	4 (1/8)	15-415	10	20	54	2000	2000
312750-9025	8 (1/4)	15-415	10	20	65	2000	2000
312750-9050	15 (1/2)	15-415	10	25	75	2000	2000

Nalgene滴瓶；白色低密度聚乙烯

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶 颈 内 径 , mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312751-9125	4 (1/8)	15-415	10	20	54	2000	2000
312751-9025	8 (1/4)	15-415	10	20	65	2000	2000
312751-9050	15 (1/2)	15-415	10	25	75	2000	2000

► Thermo Scientific Nalgene滴瓶盖
PP，散装



Nalgene滴瓶盖，聚丙烯（货号：312750，312751）。

必须订购整套滴瓶系统。多色瓶盖有利于区分不同试剂。

特点

- 聚丙烯
- 原色、白色、黄色、绿色、红色、蓝色可供选择，助您多颜色区分诊断试剂

订购信息：散装滴瓶盖。2000个/箱，可另订Nalgene可控滴头（货号：312758，312759）以及滴瓶（货号：312750，312751）。

认证：生产符合ISO 13485:2016质量要求。滴瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI.。

Nalgene滴瓶盖

货号	颜色	颈口，mm	个/包	个/箱
312760-0000	原色	15-415	2000	2000
312760-0010	白色	15-415	2000	2000
312760-0020	黄色	15-415	2000	2000
312760-0040	绿色	15-415	2000	2000
312760-0050	红色	15-415	2000	2000
312760-0060	蓝色	15-415	2000	2000



► Thermo Scientific Nalgene滴瓶滴头 LDPE, 散装



Nalgene滴头, 低密度聚乙烯; 可精确控制滴液量。

滴头适用于大多数的生物技术和制药行业应用。匹配Nalgene LDPE滴瓶和多色PP盖子使用。

特点

- 两种滴头尺寸 (40 μ L或50 μ L)
- 适配Nalgene滴瓶 (312750、312751系列)
- 可与Nalgene滴瓶盖 (31260系列) 适配, 可多色区分试剂

订购信息: 散装滴头, 2000个/箱, 可另订Nalgene滴瓶 (货号: 312750, 312751) 以及多色瓶盖 (货号: 312760)。

认证: 生产符合ISO 13485:2016质量要求。滴头满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求, USP Class VI。

Nalgene滴头

货号	体积, μ L	直径, mm	高度, mm	个/包	个/箱
312759-0001	40	11.2	16.5	2000	2000
312758-0001	50	11.2	16.5	2000	2000

► 选择使用最适合您的容器

登陆: www.thermoscientific.com/nalgenecontainers
或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP
-搜索Nalgene Bottles.

► Thermo Scientific Nalgene微量包装管

天然PPCO，无菌，散装



Nalgene无菌微量包装管；由无细胞毒性，无热原，低金属含量聚丙烯共聚物 (PPCO)树脂模塑成型。

小管带可立裙边（除1.5 mL），锥形底部，有利于存储物的完全回收。多款盖子可以选择。

特点

- 小管和管盖（分别采购）可承受7.5 psig的空运压力测试
- USP Class VI.认证；无热原
- 可在13,000 xg下离心
- 可选购无菌或非无菌包装
- 多色盖可选
- 无菌级 SAL 10^{-6}
- 无RNase/DNase
- 防漏[†]，同Nalgene盖配套使用时

0.5, 2.0, 4.5 mL小管

- 带可立裙边，内部锥底

1.5 mL管

- 锥形底设计，不可立

订购信息：散装无盖微量包装管，500个/包，1000个/箱，另购无菌盖（货号：342820，342821，342825，342826，342830）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI.。

Nalgene微量包装管

货号	容量, mL	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖后高度*, mm	个/包	个/箱
662020-2090	0.5	11	8	13	49	500	1000
342800-0015	1.5	11	8	13	47	500	1000
342800-0020	2	11	8	13	49	500	1000
342800-0045	4.5	13	9	12	77	500	1000

* 安好高沿盖后的高度

► Thermo Scientific Nalgene微量包装管
天然PPCO，无菌，电子束照射，散装



Nalgene无菌微量包装管，由无细胞毒性，无热原，低金属含量聚丙烯共聚物 (PPCO)树脂模塑成型。

小管带可立裙边，锥形底，有利于存储物的回收。

特点

- 小管和管盖（分别采购）可承受7.5 psig的空运压力测试
- USP Class VI.认证；无热原
- 可立裙底，内部锥底
- 可在13,000 xg下离心
- 无RNase/DNase
- 无菌（电子束照射）
- 无菌级 SAL 10⁻⁶
- 可选多色盖，需单独订购
- 配Nalgene盖使用时防漏[†]


订购信息：无盖散装微量包装管，500个/包，1000个/箱。可另购电子束灭菌盖（货号：342830）。

认证：生产满足ISO 13485:2003质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI.。

Nalgene微量包装管

货号	容量， mL	盖子尺寸， mm	瓶颈内径， mm	外径， mm	带盖后高度*， mm	个/包	个/箱
662020-2100	0.5	11	8	13	49	500	1000
342810-0020	2	11	8	13	49	500	1000

* 安好高沿盖后的高度



► Thermo Scientific Nalgene微量包装管

天然PPCO，非无菌，散装



Nalgene非无菌微量包装管，由无细胞毒性，无热原,低金属含量聚丙烯共聚物 (PPCO)树脂模塑成型。

小管带可立裙边，锥形底，有利于存储物的完全回收。

特点

- 小管和管盖（分别采购）可承受7.5 psig的空运压力测试
- USP Class VI.认证；无热原
- 可在13,000 xg下离心
- 多色盖可选
- 非无菌
- 同Nalgene盖共用时防漏†
- 带可立裙边，内部锥底

订购信息：微量包装管，无盖散装。500个/袋，1000个/箱，可另购非无菌盖（货号：362820，362821，362825，362826，362830）。

认证：生产满足ISO 13485:2003质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI.。

Nalgene微量包装管

货号	容量, mL	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖后高度*, mm	个/包	个/箱
662020-2110	0.5	11	8	13	49	500	1000
362800-0020	2.0	11	8	13	49	500	1000

* 安好高沿盖后高度

► Thermo Scientific Nalgene微量包装管
琥珀色PPCO，无菌，散装



Nalgene无菌微量包装管，由无细胞毒性，无热原，低金属含量聚丙烯共聚物 (PPCO)树脂模塑成型。

小管底部均有可立裙边，锥形底。有利于存储物的完全回收。
琥珀色小瓶管用于光敏性试剂的盛装。

特点

- 小管和管盖（分别采购）可承受7.5 psig的空运压力测试
- USP Class VI.认证；无热原
- 可在13,000 xg下离心
- 可选购无菌或非无菌包装
- 多色盖可选
- 琥珀色小管保护光敏性试剂
- 灭菌级 SAL 10⁻⁶
- 无RNase/DNase
- 同Nalgene盖共用时防漏[†]

订购信息：散装微量包装管，500个/包，1000个/箱。可另购无菌管盖（货号：342821，342825）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI.。与琥珀色管盖一同使用时，琥珀色微装瓶满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene微量包装管

货号	容量, mL	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖后高度*, mm	个/包	个/箱
342805-0005	0.5	11	8	13	49	500	1000
342805-0020	2	11	8	13	49	500	1000

* 安好高沿盖后高度

► Thermo Scientific Nalgene微量包装管
琥珀色PPCO，非无菌，散装



Nalgene非无菌微量包装管，由无细胞毒性，无热原，低金属含量聚丙烯共聚物 (PPCO)树脂模塑成型。

小管底部带可立裙底，锥形底。有利于存储物的完全回收。

琥珀色小管可用于保护光敏性试剂。

特点

- 小管和管盖（分别采购）可承受7.5 psig的空运压力测试
- USP VI等级认证，无热原
- 可在13,000 xg下离心
- 多色盖可选
- 非无菌
- 同Nalgene盖共用时防漏[†]

订购信息：散装微量包装管，500个/包，1000个/箱。可另购非无菌盖（货号：362821，362825）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。同琥珀色管盖一同使用时琥珀色微量包装管满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene微量包装管

货号	容量, mL	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖后高度*, mm	个/包	个/箱
362805-0005	0.5	11	8	13	49	500	1000
362805-0020	2.0	11	8	13	49	500	1000

* 安好高沿盖后的高度

► Thermo Scientific Nalgene高沿彩色微量包装管盖
天然PPCO，无菌，散装



Nalgene彩色盖，聚丙烯共聚物(PPCO)；无O圈设计避免其脱落或污染试剂。

多色盖有助于样品的快速区分。

特点

- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
- 螺纹，螺旋盖
- 永久连接的颜色标记插件无重金属毒性
- 插件不接触管内试剂
- 无菌级 SAL 10⁻⁶
- 无RNase/DNase
- 与微量包装管共同使用时防漏[†]

订购信息：微量包装管盖，散装，500个/包，1000个/箱。另购无菌微量包装管（货号：342800，342805）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene高沿彩色微量包装管盖

货号	色码	颈口，mm	个/包	个/箱
342820-0110	无色码	11	500	1000
342820-0111	白色	11	500	1000
342820-0112	黄色	11	500	1000
342820-0113	橙色	11	500	1000
342820-0114	绿色	11	500	1000
342820-0115	红色	11	500	1000
342820-0116	蓝色	11	500	1000
342820-0117	金色	11	500	1000
342820-0118	紫色	11	500	1000
342820-0119	原色	11	500	1000
342820-1110	青色	11	500	1000

► Thermo Scientific Nalgene高沿彩色微量包装管盖
天然PPCO，非无菌，散装



Nalgene彩色盖，聚丙烯共聚物；无O圈，避免其脱落污染试剂。管盖具有多种颜色。

特点

- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
- 螺纹，螺旋盖
- 永久连接的颜色标记插件无重金属毒性
- 插件不接触瓶内试剂
- 非无菌
- 同微量包装管共用时防漏[†]

订购信息：散装微量包装管盖，500个/包，1000个/箱。另购无菌小管（货号：342800，342805）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene高沿彩色微量包装管盖

货号	色码	颈口，mm	个/包	个/箱
362820-0110	无色码	11	500	1000
362820-0111	白色	11	500	1000
362820-0112	黄色	11	500	1000
362820-0113	橙色	11	500	1000
362820-0114	绿色	11	500	1000
362820-0115	红色	11	500	1000
362820-0116	蓝色	11	500	1000
362820-0117	金色	11	500	1000
362820-0118	紫色	11	500	1000
362820-0119	原色	11	500	1000
362820-1110	青色	11	500	1000

► Thermo Scientific Nalgene高沿彩色微量包装管盖
HDPE，电子束灭菌，散装



Nalgene彩色盖，高密度聚乙烯；无O圈，避免其脱落污染试剂。

无菌盖可与无菌微量包装管配合使用。

特点

- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
- 螺旋盖适配微量包装管
- 永久连接的颜色标记插件不接触管内试剂，无重金属毒性
- 无菌级别 SAL 10⁻⁶
- 无细胞毒性，无热原
- 无RNase/DNase
- 与Nalgene同微量包装管共用时防漏[†]

订购信息：微量包装管盖，散装，500个/包，1000个/箱，可另购电子束灭菌小管（货号：342810，662020-2100（0.5mL））。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene高沿彩色微量包装管盖

货号	色码	颈口，mm	个/包	个/箱
342830-0110	无色码	11	500	1000
342830-0111	白色	11	500	1000
342830-0112	黄色	11	500	1000
342830-0113	橙色	11	500	1000
342830-0114	绿色	11	500	1000
342830-0115	红色	11	500	1000
342830-0116	蓝色	11	500	1000
342830-0117	金色	11	500	1000
342830-0118	紫色	11	500	1000
342830-0119	原色	11	500	1000
342830-1110	青色	11	500	1000
342830-5110	淡褐色	11	500	1000
342830-5114	淡绿色	11	500	1000
342830-5116	淡蓝色	11	500	1000
342830-5118	淡紫色	11	500	1000

► Thermo Scientific Nalgene高沿彩色微量包装管盖
HDPE，非无菌，散装



Nalgene彩色盖；高密度聚乙烯；无O圈，避免其脱落污染试剂。

彩色微量包装管盖有利于样品快速识别。

特点

- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
- 螺纹，螺旋盖
- 永久连接的彩色插件无重金属毒性
- 插件不接触管内试剂
- 无细胞毒性，无热原
- 非无菌
- 同微量包装管共用时防漏[†]

订购信息：微量包装管盖，散装，500个/包，1000个/箱，可另订购非无菌微量包装管（货号：362800，362805，662020-2110（0.5mL））。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene高沿彩色微量包装管盖

货号	色码	颈口，mm	个/包	个/箱
362830-0110	无色码	11	500	1000
362830-0111	白色	11	500	1000
362830-0112	黄色	11	500	1000
362830-0113	橙色	11	500	1000
362830-0114	绿色	11	500	1000
362830-0115	红色	11	500	1000
362830-0116	蓝色	11	500	1000
362830-0117	金色	11	500	1000
362830-0118	紫色	11	500	1000
362830-0119	原色	11	500	1000
362830-1110	青色	11	500	1000
362830-5110	淡褐色	11	500	1000
362830-5114	淡绿色	11	500	1000
362830-5116	淡蓝色	11	500	1000
362830-5118	淡紫色	11	500	1000

► Thermo Scientific Nalgene高沿彩色微量包装管盖
琥珀色PPCO，无菌，散装



Nalgene彩色盖，聚丙烯共聚物；琥珀色；无O圈，避免其脱落污染试剂。彩色编码微量包装管盖有利于样品快速识别。

特点

- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
- 与琥珀色PPCO微量包装管配套使用，可保护光敏性试剂
- 螺纹，螺旋盖
- 永久连接的彩色编码插件无重金属毒性
- 插件不接触管内试剂
- 无细胞毒性，无热原
- 无菌级 SAL 10⁻⁶
- 无RNase/DNase
- 同微量包装管共用时防漏[†]

订购信息：微量包装管盖，散装，500个/包，1000个/箱，可另购无菌琥珀色小管（货号：342805）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。同琥珀色小管共用时,琥珀色微包装管盖满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene高沿彩色微量包装管盖

货号	色码	颈口，mm	个/包	个/箱
342825-0110	无色码	11	500	1000
342825-0111	白色	11	500	1000
342825-0112	黄色	11	500	1000
342825-0113	橙色	11	500	1000
342825-0114	绿色	11	500	1000
342825-0115	红色	11	500	1000
342825-0116	蓝色	11	500	1000
342825-0117	金色	11	500	1000
342825-0118	紫色	11	500	1000
342825-0119	原色	11	500	1000
342825-1110	青色	11	500	1000
342825-1111	琥珀色	11	500	1000

► Thermo Scientific Nalgene高沿彩色微量包装管盖
琥珀色PPCO，非无菌



Nalgene彩色微量包装管盖，聚丙烯共聚物；无O圈，避免其脱落污染试剂。彩色微量包装管盖有利于样品快速识别。

特点

- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
- 与琥珀色PPCO微量包装管配套使用，可保护光敏性试剂
- 螺纹，螺旋盖设计
- 永久连接的彩色编码插件无重金属毒性
- 插件不接触试剂
- 无细胞毒性，无热原
- 同微量包装管共用时防漏[†]

订购信息：微量包装管盖，散装，500个/包，1000个/箱。可另购非无菌琥珀色小管（货号：362805）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。同琥珀色小管共用时琥珀色微量包装管盖满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene高沿彩色微量包装管盖

货号	色码	颈口，mm	个/包	个/箱
362825-0111	白色	11	500	1000
362825-0112	黄色	11	500	1000
362825-0113	橙色	11	500	1000
362825-0114	绿色	11	500	1000
362825-0115	红色	11	500	1000
362825-0116	蓝色	11	500	1000
362825-0117	金色	11	500	1000
362825-0118	紫色	11	500	1000
362825-0119	原色	11	500	1000
362825-1110	青色	11	500	1000
362825-1111	琥珀色	11	500	1000

► Thermo Scientific Nalgene低沿微量包装管盖
PPCO，无菌，散装



Nalgene低沿微量包装管盖，聚丙烯共聚物；具有多种颜色，有助于快速识别。

防漏盖由高纯度，低金属含量聚丙烯共聚物(PPCO)树脂膜注成型，尤其适合PCR试剂的存储。

- 特点**
- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
 - PPCO
 - 低沿盖
 - 无菌级 SAL 10⁻⁶
 - 无细胞毒性、无热原
 - 无RNase/DNase
 - 同微量包装管共用时防漏[†]

订购信息：微量包装管盖，散装，500个/包，1000个/箱。可另购无菌小管（货号：342800，342805，662020-2090（0.5mL））。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene低沿微量包装管盖				
货号	盖颜色	颈口，mm	个/包	个/箱
342821-0110	自然色	11	500	1000
342821-0111	白色	11	500	1000
342821-0112	黄色	11	500	1000
342821-0114	绿色	11	500	1000
342821-0115	红色	11	500	1000
342821-0116	蓝色	11	500	1000
342821-0118	紫色	11	500	1000
342821-1111	琥珀色	11	500	1000

► Thermo Scientific Nalgene低沿微量包装管盖
PPCO，非无菌，散装



Nalgene低沿微量包装管盖，聚丙烯共聚物；可提供多种颜色，有助于快速识别。

防漏盖由高纯度，低金属含量聚丙烯共聚物(PPCO)树脂膜注成型，尤其适合PCR试剂存储。

特点

- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
- PPCO
- 低沿
- 非无菌
- 无细胞毒性，无热原
- 同微量包装管共用时防漏[†]

订购信息：微量包装管盖，散装，500个/包，1000个/箱，可另购无菌小管。（货号：362800，362805，662020-2110（0.5mL））。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene低沿微量包装管盖

货号	盖颜色	颈口，mm	个/包	个/箱
362821-0110	自然色	11	500	1000
362821-0111	白色	11	500	1000
362821-0112	黄色	11	500	1000
362821-0114	绿色	11	500	1000
362821-0115	红色	11	500	1000
362821-0116	蓝色	11	500	1000
362821-0118	紫色	11	500	1000
362821-1111	琥珀色	11	500	1000
362821-1112	粉色	11	500	1000

► Thermo Scientific Nalgene 4.5 mL微量包装管盖
PPCO，无菌，散装



Nalgene微量包装管盖，聚丙烯共聚物；无O圈，避免因其脱落而污染试剂。

4.5 mL微量包装管配有绿色，白色，自然色盖子。

特点

- 小管和管盖可承受7.5 psig的空运压力测试
- PPCO
- 无菌
- 无细胞毒性，无热原
- 无RNase/DNase
- 同微量包装管共用时防漏[†]

订购信息：微量包装管盖，散装，500个/包，1000个/箱。可另购无菌小管（货号：342800-0045）。

认证：生产满足 ISO 13485:2016质量要求。微量包装管和管盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene 4.5 mL微量包装管盖

货号	盖颜色	颈口，mm	个/包	个/箱
342826-0110	自然色	13	500	1000
342826-0111	白色	13	500	1000
342826-0114	绿色	13	500	1000
362826-0111*	白色	13	500	1000

* 非无菌

► Thermo Scientific Nalgene带盖窄口包装瓶 天然HDPE，PP盖，散装



Nalgene窄口包装瓶，高密度聚乙烯；是化学品、诊断、生物制品、试剂、胶粘剂和兽药盛装的理想容器。

窄口高密度聚乙烯包装瓶适合存储、运输、包装液体试剂。

特点

- 注吹成型，壁厚均匀
- 高纯度的食品级树脂
- 坚固的塑料结构
- 含聚丙烯盖
- 防漏[†]

推荐应用：存储和运输液体试剂。

订购信息：瓶和瓶盖分别独立包装。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312089-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312089-0002	60 (2)	20	14	39	86	1000	1000
312089-0004	125 (4)	24	18	50	104	500	500
312089-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312089-0016	500 (16)	28	21	73	171	125	125
312089-0032	1000 (32)	38-430	27	92	217	50	50

选择使用最适合您的容器

- 登陆：www.thermoscientific.com/nalgenecontainers
或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP
-搜索Nalgene Bottles.

► **Thermo Scientific Nalgene带盖窄口包装瓶**
天然HDPE，PP盖，收缩膜托盘包装



Nalgene窄口包装瓶，高密度聚乙烯；聚丙烯盖；收缩膜托盘包装。

瓶包装于收缩膜托盘内，便于灌装线的使用。

特点

- 硬质性、无绒托盘
- 采用硬质托盘包装，易于处理
- 天然高密度聚乙烯配聚丙烯盖
- 防漏[†]

订购信息：瓶采用收缩膜托盘包装，盖与其包装在同一纸箱不同塑料袋内。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene带盖窄口包装瓶

货号	容量，mL (oz.)	盖子尺寸，mm	瓶颈内径，mm	外径，mm	带盖高度，mm	个/托盘	个/箱
322089-0001	30 (1)	20	14	34	61	70	1050
322089-0002	60 (2)	20	14	39	86	70	1050
322089-0004	125 (4)	24	18	50	104	30	300
322089-0008	250 (8)	24	18	61	133	30	300

► Thermo Scientific Nalgene无盖窄口包装瓶 天然HDPE，散装



Nalgene窄口包装瓶，半透明高密度聚乙烯，无盖。

无盖包装瓶，可配多色盖使用（货号：362150）。

特点

- 天然高密度聚乙烯
- 另购Nalgene盖（货号：362150）
- 同Nalgene盖共用时防漏[†]

订购信息：散装无盖瓶。可另购多种颜色的盖子（货号：362150）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene无盖窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
362089-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
362089-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
362089-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
362089-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
362089-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
362089-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖窄口包装瓶 天然HDPE，白色PP盖，无菌，收缩膜托盘包装



Nalgene窄口无菌瓶，高密度聚乙烯；卓越的耐化学性。

包装瓶于可控环境下制造和包装，以尽量减少生物和颗粒污染。

特点

- 放置在收缩膜托盘中，双层塑料袋包装
- 坚固耐用
- 窄口便于倾倒
- 天然高密度聚乙烯瓶配有白色PP盖
- 无菌级别 SAL 10^{-6}
- 防漏[†]

订购信息：瓶包装于收缩膜托盘，预装配盖。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
342089-0001	30 (1)	20	14	34	61	54	864
342089-0002	60 (2)	20	14	39	86	45	540
342089-0004	125 (4)	24	18	50	104	24	240
342089-0008	250 (8)	24	18	61	133	30	180
342089-0016	500 (16)	28	21	73	171	20	120
342089-0032	1000 (32)	38-430	27	92	217	12	24

► Thermo Scientific Nalgene带盖广口包装瓶 天然HDPE，PP盖，散装



Nalgene广口包装瓶，高密度聚乙烯；聚丙烯盖；采用注吹成型；强度和壁厚均匀。

耐用，防漏[†]耐化学性瓶专为运输和存储设计。

特点

- 广口瓶易于灌填和分装试剂
- 坚固的塑料材质
- 高纯度医药级树脂制成
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装在不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene广口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312189-0001	30 (1)	28	21	34	63	1000	1000
312189-0002	60 (2)	28	21	38	86	1000	1000
312189-0004	125 (4)	38	28	51	100	500	500
312189-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312189-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312189-0032	1000 (32)	63	52	91	199	50	50

► **Thermo Scientific Nalgene带盖窄口包装瓶**
半透明琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP盖，散装



Nalgene窄口包装瓶，高密度聚乙烯；半透明琥珀色；结构坚固易于包装；琥珀色聚丙烯盖。

半透明琥珀色窄口包装瓶用于存储，运输和包装光敏性液体。

特点

- 良好的抗压性、耐化学性
- 配有不透明琥珀色聚丙烯瓶盖
- 半透明琥珀色瓶在保护光敏性试剂同时可视液体容量
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖包装在同一个纸箱的不同塑料袋内。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。满足耐光性容器USP最新版要求。

Nalgene窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312084-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312084-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
312084-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312084-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312084-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
312084-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50



► Thermo Scientific Nalgene带盖广口包装瓶 半透明琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP盖，散装



Nalgene广口包装瓶，高密度聚乙烯，半透明琥珀色；满足耐光性材料USP最新版要求。

保护试剂免受紫外线照射，广口有利于倾倒液体。

特点

- 半透明琥珀色HDPE瓶
- 不透明琥珀色PP盖
- 保护光敏性材料，可视试剂体积
- 广口瓶容易灌装和分装试剂
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖包装在不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。满足耐光性容器USP最新版。

Nalgene广口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312184-0001	30 (1)	28	21	34	63	1000	1000
312184-0002	60 (2)	28	21	39	86	1000	1000
312184-0004	125 (4)	38	28	50	99	500	500
312184-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312184-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312184-0032	1000 (32)	63	53	91	199	50	50



► Thermo Scientific Nalgene带盖窄口包装瓶 不透明琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP盖，散装



Nalgene包装瓶，高密度聚乙烯；琥珀色；琥珀色聚丙烯盖，窄口。

高密度聚乙烯包装瓶是盛装诊断、生物制品、特种化学品、试剂、胶粘剂和兽药等试剂的理想容器。

特点

- 注吹成型，壁厚和强度均匀
- 不透明琥珀色HDPE瓶配不透明琥珀色PP盖
- 满足USP光敏标准
- 坚固的塑料结构
- 散装，便于包装行业应用
- 防漏[†]

推荐应用：适于光敏材料的存储和运输。

订购信息：瓶和瓶盖包装在不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。满足耐光性容器USP最新版要求。

Nalgene窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312085-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312085-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
312085-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312085-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312085-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
312085-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖窄口包装瓶 不透明琥珀色HDPE瓶，不透明琥珀色PP盖，收缩膜托盘包装



Nalgene窄口瓶，高密度聚乙烯；琥珀色；收缩膜托盘包装，琥珀色聚丙烯盖。

收缩膜托盘包装方便生产线各种试剂进料装灌。

特点

- 不透明琥珀色容器保护光敏试剂
- 瓶包装于硬性托盘内，便于拿取操作
- 不透明琥珀色HDPE瓶，带不透明琥珀色PP盖
- 防漏[†]

订购信息：瓶为收缩膜托盘包装，盖分开包装于同一个纸箱另一塑料袋内。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。满足耐光性容器USP最新版要求。

Nalgene窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
322085-0001	30 (1)	20	14	34	61	70	1050
322085-0002	60 (2)	20	14	37	85	70	1050
322085-0004	125 (4)	24	18	50	101	30	300
322085-0008	250 (8)	24	18	61	133	30	300

► Thermo Scientific Nalgene无盖窄口包装瓶 不透明琥珀色HDPE，散装



Nalgene窄口包装瓶；高密度聚乙烯，不透明琥珀色；无盖，满足耐光容器的USP最新版要求。

琥珀色HDPE瓶，用于包装贵重的光敏试剂。瓶采用无盖包装，多种颜色的盖子可与之适配（货号：362150）。

特点

- 不透明琥珀色HDPE瓶，无盖
- 满足USP耐光容器的要求
- 盖需另购（货号：362150）
- 防漏[†]，与Nalgene盖搭配使用时

订购信息：散装瓶，无盖。可另购多种颜色的盖子（货号：362150）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。当与多色盖配用时满足耐光性容器USP最新版要求。

Nalgene无盖窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
362085-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
362085-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
362085-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
362085-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
362085-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
362085-0032	1000 (32)	38-430	28	91	213	50	50

► 选择使用的最适合您的容器

登陆：www.thermoscientific.com/nalgenecontainers

或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP

-搜索Nalgene Bottles

► Thermo Scientific Nalgene带盖广口包装瓶 不透明琥珀色HDPE瓶；不透明琥珀色PP盖，散装



Nalgene广口包装瓶，高密度聚乙烯；不透明琥珀色；满足耐光容的USP最新版要求。

免受紫外线照射，广口易于灌装。

特点

- 不透明琥珀色HDPE瓶
- 不透明琥珀色PP盖
- 散装
- 广口瓶容易填充和分装试剂
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。满足耐光性容器USP最新版。

Nalgene广口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312185-0001	30 (1)	28	21	34	63	1000	1000
312185-0002	60 (2)	28	21	39	86	1000	1000
312185-0004	125 (4)	38	28	50	99	500	500
312185-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312185-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312185-0032	1000 (32)	63	53	91	199	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖窄口包装瓶 天然LDPE；PP盖，散装



Nalgene窄口包装瓶，天然低密度聚乙烯；聚丙烯盖；可挤压壁身结构。

窄口包装瓶专为液体试剂的存储、运输、包装设计。

特点

- 良好的弹性、耐挤压、透明
- 天然低密度聚乙烯
- 配天然聚丙烯盖
- 微量金属分析的理想材料，源于LDPE低微量金属含量
- 耐用结构-窄口设计便于倾倒
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312088-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312088-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
312088-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312088-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312088-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
312088-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖窄口包装瓶 天然PPCO，PP盖，散装



Nalgene窄口包装瓶，聚丙烯共聚物；聚丙烯盖；结构坚固。

窄口包装瓶专为液体试剂的存储、运输、包装设计。

特点

- 良好的透光性，抗冲击，耐化学腐蚀
- 天然半透明聚丙烯共聚物
- 可高温高压灭菌
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene窄口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312087-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312087-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
312087-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312087-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312087-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
312087-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖广口包装瓶 天然PPCO，PP盖，散装



Nalgene广口包装瓶，天然聚丙烯共聚物；聚丙烯盖；是诊断、生物制品、特种化学品、试剂、胶粘剂和兽药的理想容器。

专为存储运输设计的耐用，防漏，可高温高压灭菌瓶。

特点

- 广口瓶容易灌装和分装试剂。
- 注吹成型，壁厚均匀，抗压强度大
- 高纯度、食品级树脂；无塑化剂、填充剂或增塑剂
- 配聚丙烯盖
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene广口包装瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312187-0001	30 (1)	28	21	34	63	1000	1000
312187-0002	60 (2)	28	21	39	86	1000	1000
312187-0004	125 (4)	38	28	50	99	500	500
312187-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312187-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312187-0032	1000 (32)	63	53	91	199	50	50



► Thermo Scientific Nalgene带盖窄口波士顿圆瓶 天然HDPE，PP盖，散装



Nalgene通用波士顿圆瓶，高密度聚乙烯；聚丙烯盖；适合长久使用，性能可靠，耐用。

用于包装，运输液体，具有卓越的耐化学腐蚀性。

特点

- 非无菌
- 天然，半透明高密度聚乙烯
- 天然，无衬垫聚丙烯盖
- 耐用，壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene窄口波士顿圆瓶

Cat No	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312002-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312002-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
312002-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312002-0006	175 (6)	24	18	54	125	250	250
312002-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312002-0016	500 (16)	28	21	74	170	125	125
312002-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50



► Thermo Scientific Nalgene无盖窄口波士顿圆瓶
天然HDPE，散装



Nalgene窄口波士顿圆瓶，高密度聚乙烯。

坚固耐用、半透明、优异的耐化学腐蚀性，无盖包装，多种颜色的盖子可与之适配（货号：362150）。

特点

- 天然高密度聚乙烯
- 耐用，壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 坚硬、半透明，优异的耐化学腐蚀性
- 与Nalgene盖搭配使用（需额外订购）时防漏[†]

订购信息：散装瓶，无盖。可另行订购多种颜色的盖子（货号：362150）。

认证：生产满足ISO13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene波士顿圆瓶

货号	容量，mL (oz.)	盖子尺寸，mm	瓶颈内径，mm	外径，mm	带盖高度，mm	个/包	个/箱
362002-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
362002-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
362002-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
362002-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
362002-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
362002-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖矩形瓶

天然HDPE，PP盖，散装



Nalgene HDPE矩形瓶；聚丙烯盖；节约空间的矩形设计。

空间有限时，此瓶是不错选择。

特点

- 壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 天然HDPE瓶配有PP盖
- 散装，便于包装应用
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene矩形瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312007-0004	125 (4)	28	21	61 × 39	102	500	500
312007-0008	250 (8)	38	28	76 × 60	117	250	250
312007-0016	500 (16)	48	37	97 × 60	147	125	125
312007-0032	1000 (32)	53	44	125 × 73	180	50	50

► **Thermo Scientific Nalgene带盖方形刻度瓶**
天然HDPE，PP盖，散装



Nalgene半透明HDPE方形瓶；聚丙烯盖，可视液位刻度。

方形瓶带聚丙烯盖可节省空间。

特点

- 天然高密度聚乙烯
- 天然聚丙烯螺旋盖
- 模铸刻度容易测量
- 防溅颈口，便于配液
- 耐化学性、抗裂
- 不可高温高压灭菌

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene方形刻度瓶

货号	容量，mL (oz.)	盖子尺寸，mm	瓶颈内径，mm	外径，mm	带盖高度，mm	个/包	个/箱
312018-0125	125 (4)	38-430	28	54方形	110	250	250
312018-0250	250 (8)	38-430	28	61方形	146	250	250
312018-0500	500 (16)	38-430	28	74方形	177	125	125
312018-1000	1000 (32)	38-430	28	94方形	220	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖氟化窄口瓶

氟化HDPE，氟化PP盖，散装



Nalgene氟化HDPE窄口瓶；用于溶剂、油、化学品和农产品的包装。

氟化HDPE瓶相对于其它含氟聚合物容器性价比高。

特点

- 氟化HDPE材质
- 有效防止渗透、嵌镶、气味蒸发、香精香料损失
- 壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 氟化PP盖

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene氟化窄口瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312097-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312097-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312097-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
312097-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖广口瓶
天然HDPE，PP盖，散装



Nalgene广口HDPE瓶，聚丙烯盖，广口易于试剂填充和倾倒。

特点

- 天然高密度聚乙烯带天然聚丙烯盖
- 优异的耐化学性
- 壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 广口瓶易于填充和倾倒试剂
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene广口瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312104-0001	30 (1)	28	21	34	63	1000	1000
312104-0002	60 (2)	28	21	39	86	1000	1000
312104-0004	125 (4)	38	28	50	99	500	500
312104-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312104-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312104-0032	1000 (32)	63	53	91	199	50	50



► Thermo Scientific Nalgene带盖广口方形瓶 天然HDPE，PP盖，散装



Nalgene HDPE广口方形瓶；聚丙烯盖；壁厚均匀，抗开裂和刺穿。

易握瓶节省存储空间。

特点

- 广口瓶易于填充和倾倒
- 方形结构节省货架空间
- 耐用，壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 无衬垫聚丙烯盖
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene广口方形瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312114-0002	60 (2)	28	21	36方形	83	1000	1000
312114-0006	175 (5.9)	38	28	51方形	106	250	250
312114-0008	250 (8)	43	33	61方形	116	250	250
312114-0016	500 (16)	53	43	74方形	146	125	125
312114-0032	1000 (32)	63	53	95方形	181	50	50

► **Thermo Scientific Nalgene带盖窄口波士顿圆瓶**
不透明琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP盖，散装



Nalgene琥珀色HDPE窄口波士顿圆瓶；琥珀色聚丙烯盖；散装；

不透明琥珀色瓶减少紫外线的穿透，保护光敏性试剂。

特点

- 不透明琥珀色HDPE窄口瓶配不透明琥珀色聚丙烯盖
- 壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 无垫圈瓶盖
- 散装
- 满足USP耐光材料要求
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。产品满足USP最新版耐光材料要求。

Nalgene窄口波士顿圆瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312004-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312004-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
312004-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312004-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312004-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
312004-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50



► Thermo Scientific Nalgene带盖广口瓶 不透明琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP盖，散装



Nalgene琥珀色HDPE广口瓶；不透明琥珀色PP盖；防漏，广口易于填充和分配存储物。专为存储、运输包装光敏性试剂设计。

特点

- 不透明琥珀色HDPE瓶
- 不透明琥珀色聚丙烯盖
- 壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 广口瓶容易填充和分配试剂
- 散装
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。产品满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene广口瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312106-0001	30 (1)	28	21	34	63	1000	1000
312106-0002	60 (2)	28	21	39	86	1000	1000
312106-0004	125 (4)	38	28	50	99	500	500
312106-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312106-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312106-0032	1000 (32)	63	53	91	199	50	50

► **Thermo Scientific Nalgene带盖矩形瓶**
不透明琥珀色HDPE，不透明琥珀色PP盖，散装



Nalgene不透明琥珀色HDPE矩形瓶；保护光敏性液体和干燥材料免受光的照射。

矩形设计节省空间，同时保护存储物免受紫外光照射。

特点

- 壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 耐酸、碱和醇类
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。产品满足最新版USP耐光容器的要求。

Nalgene矩形瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312009-0004	125 (4)	28	21	61 x 38	102	500	500
312009-0008	250 (8)	38	28	76 x 51	117	250	250
312009-0016	500 (16)	48	37	94 x 58	147	125	125
312009-0032	1000 (32)	53	44	125 x 71	180	50	50

► Thermo Scientific Nalgene无盖窄口白色波士顿圆瓶 不透明白色HDPE，无盖，散装



Nalgene不透明白色HDPE波士顿圆瓶； 专为要求苛刻的实验室和包装使用设计。

可靠，耐用不透明白色瓶用于光敏感试剂的盛装，具有耐化学性。瓶采用无盖包装，可与多色Nalgene盖适配（货号：362150）。

特点

- 不透明白色HDPE
- 满足耐光容器USP最新版要求
- 耐用，壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 坚固耐用，半透明，出色的耐化学性
- 配合Nalgene盖（需另购）防漏[†]

订购信息： 散装无盖瓶。可另购多种颜色的盖子（货号：362150）。

认证： 生产满足ISO13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene波士顿圆瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, .mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
362008-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
362008-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
362008-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
362008-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
362008-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
362008-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► 选择使用的最适合您的容器

登陆：www.thermoscientific.com/nalgenecontainers

或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP

-搜索Nalgene Bottles

► Thermo Scientific Nalgene带盖窄口波士顿圆瓶 天然LDPE，PP盖，散装



Nalgene LDPE窄口波士顿圆瓶；聚丙烯盖。

低密度聚乙烯瓶是包装，运输，存储各种试剂的理想容器。

特点

- 耐用结构
- 因LDPE金属含量低，可用作理想的衡量金属分析容器
- 壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene窄口波士顿圆瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312003-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312003-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
312003-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312003-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312003-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
312003-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖广口瓶

天然LDPE，PP盖，散装



Nalgene LDPE广口瓶；聚丙烯盖；防漏。

广口易于灌装和分装，耐用，透明，耐化学腐蚀。

特点

- 天然LDPE
- 天然聚丙烯盖
- 因LDPE低微量金属含量，可用做理想的痕量金属分析
- 壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene广口瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312103-0001	30 (1)	28	21	34	63	1000	1000
312103-0002	60 (2)	28	21	39	86	1000	1000
312103-0004	125 (4)	38	28	50	99	500	500
312103-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312103-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312103-0032	1000 (32)	63	53	91	199	50	50



► **Thermo Scientific Nalgene带盖窄口波士顿圆瓶**
天然PPCO，PP盖，散装



Nalgene窄口PPCO波士顿圆瓶；防漏；聚丙烯盖。

窄口半透明圆瓶，耐用，耐化学腐蚀。

特点

- 耐用
- 半透明
- 可高温高压灭菌
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene窄口波士顿圆瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312006-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312006-0002	60 (2)	20	14	37	85	1000	1000
312006-0004	125 (4)	24	18	50	101	500	500
312006-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312006-0016	500 (16)	28	21	73	170	125	125
312006-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50



► Thermo Scientific Nalgene带盖方形刻度瓶 天然PPCO，PP盖，散装



Nalgene PPCO带刻度方形瓶；聚丙烯盖；半透明，带刻度，可观察液体体积。

方形设计节约空间，有膜注刻度。

特点

- 天然PPCO瓶
- 天然PP螺旋盖
- 带刻度方便测量
- 防溅颈口方便配液
- 可高温高压灭菌
- 耐酸，碱，醇类
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene方形刻度瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312016-0030	30 (1)	20	14	38 方形	64	1000	1000
312016-0060	60 (2)	24	18	41 方形	83	1000	1000
312016-0125	125 (4)	38-430	28	54 方形	110	250	250
312016-0250	250 (8)	38-430	28	61 方形	146	250	250
312016-0500	500 (16)	38-430	28	74 方形	177	125	125
312016-1000	1000 (32)	38-430	28	94 方形	220	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖广口瓶
天然PPCO，PP盖，散装



Nalgene PPPO广口瓶，防漏，聚丙烯盖。

广口便于灌装和分装。半透明PPCO瓶比HDPE具有更好的透光性。

特点

- 天然聚丙烯共聚物(PPCO)，聚丙烯盖
- 广口瓶易于灌装和分装试剂。
- 均匀瓶壁，抗劈裂和抗穿刺
- 可高温高压灭菌
- 散装
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene广口瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312105-0001	30 (1)	28	21	34	63	1000	1000
312105-0002	60 (2)	28	21	39	86	1000	1000
312105-0004	125 (4)	38	28	50	99	500	500
312105-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312105-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312105-0032	1000 (32)	63	53	91	199	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖广口方形瓶 天然PPCO，PP盖，散装



Nalgene PPCO广口方形瓶；耐用；壁厚均匀，抗开裂和刺穿。

易握瓶节省存储空间。

特点

- 广口瓶易于灌装和分装
- 方形节省存储空间
- 耐用，壁厚均匀，抗开裂和刺穿
- 无衬垫聚丙烯盖
- 可高温高压灭菌
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene广口方形瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312110-0006	175 (6)	38	28	51 方形	102	250	250
312110-0008	250 (8)	43	33	61 方形	116	250	250
312110-0016	500 (16)	53	43	74 方形	146	125	125
312110-0032	1000 (32)	63	53	95 方形	181	50	50

客户解决方案

我们是您在IVD研发和生产领域忠实的战略合作伙伴。

我们以优质和创新的产品为世界所认可，您可以依靠Thermo Fisher Scientific，设计，开发和制造符合自身要求的定制化解决方案，作为防漏容器系统、免疫表面和塑料材料领域的领导者，我们结合具有开发实践能力的世界级领先制造业，为您提供及时执行和交付的创新物流体系解决方案。

作为你的合作伙伴，我们提供：

- 广泛的研发能力
- 全球分布的本地化制造业
- 产品和过程验证技术
- 广泛的塑料制品开发和制造技术
- 高效率供应链管理
- 特定的质量系统以满足全球监管标准的要求



► Thermo Scientific Nalgene无盖方形刻度瓶 PC，无盖，收缩膜托盘包装



Nalgene PC方形瓶；耐用；可高温高压灭菌，易抓握的方形设计。

聚碳酸酯瓶是理想的水溶液和短期培养基存储的容器。无盖包装，可以与Nalgene多色盖搭配（货号：362150）。

特点

- 透明
- 易抓握方形设计
- 可高温高压灭菌
- 低温下坚固，耐用
- 标有刻度和颈部防滴漏设计

订购信息：收缩膜托盘双层塑料袋包装，可另订购盖（货号：362150）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene方形刻度瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
362015-0125	125 (4)	38-430	28	54方形	110	24	96
362015-0250	250 (8)	38-430	28	57方形	146	30	60
362015-0500	500 (16)	38-430	28	74方形	177	20	40
362015-1000	1000 (32)	38-430	28	94方形	220	12	24

► Thermo Scientific Nalgene IP2带盖窄口瓶 天然HDPE，PP盖，散装



Nalgene HDPE窄口IP2瓶；聚丙烯盖；防漏；耐用；满足ICAO和IATA要求。

为包装行业设计，组装和认证需求所设计的安全，经济瓶。

特点

- 高密度聚乙烯瓶带有PP盖，散装
- 窄口
- 满足IATA和ICAO规定
- 耐用，用于液体试剂的运输
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。瓶在15 psi (103 kPa)检测合格，以上评估基于49 CFR 173.27(c)(2)，ICAO技术指令4；1.1.6，和IATA危险物品管理条例5.0.2.9的相关要求。

Nalgene IP2窄口瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312099-0001	30 (1)	20	14	34	61	1000	1000
312099-0002	60 (2)	20	14	39	84	1000	1000
312099-0004	125 (4)	24	18	51	101	500	500
312099-0008	250 (8)	24	18	61	133	250	250
312099-0016	500 (16)	28	21	73	171	125	125
312099-0032	1000 (32)	38-430	27	91	216	50	50

► Thermo Scientific Nalgene IP2带盖广口瓶

HDPE, PP盖, 散装



Nalgene HDPE广口IP2瓶；防漏；耐用；满足ICAO和IATA要求。

为包装行业设计，组装和认证需求所设计的安全，经济瓶。

特点

- 高密度聚乙烯瓶带PP盖，散装
- 广口
- 满足IATA和ICAO规定
- 组合包装
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖分别包装于不同塑料袋同一个纸箱。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。瓶在15 psi (103 kPa)检测合格，以上评估基于49 CFR 173.27(c)(2)，ICAO技术指令4；1.1.6，和IATA危险物品管理条例5.0.2.9的相关要求。

Nalgene IP2广口瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
312199-0004	125 (4)	38	28	50	99	500	500
312199-0008	250 (8)	43	33	61	131	250	250
312199-0016	500 (16)	53	44	73	168	125	125
312199-0032	1000 (32)	63	53	91	199	50	50

► Thermo Scientific Nalgene带盖低微粒窄口瓶 天然HDPE，PP盖



Nalgene HDPE低微粒窄口瓶；在可控的条件下生产和包装；是高纯度化学品存储的理想容器。

认证的低微粒水平的窄口瓶适用于诸如生物技术和制药领域高纯度化学试剂的包装/运输。

特点

- 适用于设计、组装和认证自己的组合包装的客户
- 可控生产环境减少微粒污染
- 高密度聚乙烯瓶与PP盖组合
- 防漏[†]

订购信息：瓶和瓶盖预组装。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。瓶在15 psi (103 kPa)检测合格，以上评估基于49 CFR 173.27(c)(2)，ICAO技术指令4；1.1.6，和IATA危险物品管理条例5.0.2.9的相关要求。瓶子平均每毫升小于30粒子，在0.3微米或更大的范围内。

Nalgene低颗粒窄口瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
382099-0125	125 (4)	24	18	51	101	12	72
382099-0250	250 (8)	24	18	61	133	12	72
382099-0500	500 (16)	28	21	73	171	12	48
382099-1000	1000 (32)	38-430	27	91	216	6	24

► Thermo Scientific Nalgene带盖耐用瓶

天然HDPE，白色PP盖



Nalgene HDPE耐用瓶；厚壁；广口；专为苛刻条件下储存、运输液体或干粉试剂容器而设计。

耐用，高密度聚乙烯瓶在自动化设备中用作蓄液容器或者废液瓶。

特点

- 独特、耐用结构
- 1L/2L/4L容量可选
- 白色聚丙烯无衬垫盖
- 防漏[†]

订购信息：瓶身预装配盖，盖子也可以使用填充/排气盖（货号：2162），需另购。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene耐用瓶

货号	容量, L	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
2125-1000	1 (32)	53B	39	93	226	6	24
2125-2000	2 (64)	53B	39	119	260	2	12
2125-4000	4 (128)	83B	65	155	338	1	6

► 选择使用的最适合您的容器

登陆：www.thermoscientific.com/nalgenecontainers

或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP

-搜索Nalgene Bottles

► Thermo Scientific Nalgene带盖耐用真空瓶
PPCO，带PP盖和热塑性弹性体垫圈



Nalgene PPCO耐用真空瓶；是高强度生物技术实验室使用的理想选择。

大体积，壁厚，广口；坚固耐用，可耐全真空24小时。

特点

- 用于废物抽吸瓶或细胞培养中的应用放大步骤中可高温高压灭菌容器
- 能耐受室温下的反复真空抽吸
- 坚固的白色聚丙烯53B和83B盖，含热塑性弹性体垫圈
- 可高温高压灭菌
- 防漏[†]

订购信息：瓶已预装盖，也可使用填充/排气盖（货号：2162）需另购。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene耐用真空瓶

货号	容量, L	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/包	个/箱
DS2126-0250	250 (mL)	53B	34	73	133	1	6
2126-1000	1L	53B	39	93	226	6	24
2126-2000	2L	53B	39	119	260	2	12
2126-4000	4L	83B	65	155	338	1	6
2126-5000	5L	83B	64	156	414	1	4



► Thermo Scientific Nalgene方形培养基瓶

PETG, HDPE盖, 收缩膜托盘包装, 非无菌



Nalgene PETG方形培养基瓶；HDPE盖；专为包装和运输液体培养基，缓冲液和血清设计。

厚壁，耐用包装瓶，为培养基和血清存储提供卓越的空气屏蔽。

特点

- 壁厚，耐用
- 防碎
- 良好的气体隔绝
- 收缩膜托盘包装
- 带膜注刻度
- 高透光性，易于肉眼观察
- 无菌
- 瓶和盖材料满足ADCF（无动物源成分）
- 防漏[†]

订购信息：收缩膜托盘双层塑料包装。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。

Nalgene方形培养基瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
322020-0030	30 (1)	20	14	38 方形	64	40	280
322020-0060	60 (2)	24	18	41 方形	82	40	200
322020-0125	125 (4)	38-430	28	54 方形	110	24	96
322020-0250	250 (8)	38-430	28	61 方形	146	30	60
322020-0500	500 (16)	38-430	28	74 方形	177	20	40
322020-1000	1000 (32)	38-430	28	94 方形	220	24	48
322020-2000	2000 (64)	53B	39	116 方形	271	6	12

► **Thermo Scientific Nalgene方形培养基瓶**
PETG, HDPE盖, 收缩膜托盘包装, 无菌



Nalgene PETG方形培养基瓶, 高透光性。

理想的长期存储pH敏感液体如培养基的容器。通过无菌和无热原认证, 可减少昂贵的清洗、除热原和血清灭菌步骤的费用。低的CO₂/O₂渗透性的PETG材料是完美的培养基存储容器。

特点

- 大量的验证性文件支持
- 耐用, 防碎的PETG材质
- 瓶和盖材料满足ADCF (无动物源成分)
- 辐射灭菌和无热原消除了昂贵的清洗、除热原和高压灭菌等步骤
- 带膜注刻度

建议: 存储和运输液体培养基, 缓冲液和血清。

订购信息: 收缩膜托盘双层塑料包装。

认证: 瓶和瓶盖经认证的辐射灭菌(SAL 10⁻⁶), 无热原和无细胞毒性, 符合USP Class VI.要求。

注意: 2 L带有膜注成型的手柄。

Nalgene方形培养基瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
342020-0030	30 (1)	20	14	38 方形	64	40	280
342020-0060	60 (2)	24	18	41 方形	82	40	200
342020-0125	125 (4)	38-430	28	54 方形	110	24	96
342020-0250	250 (8)	38-430	28	61 方形	146	30	60
342020-0500	500 (16)	38-430	28	74 方形	177	20	40
342020-1000	1000 (32)	38-430	28	94 方形	220	12	24
342020-2000	2000 (64)	53B	39	116 方形	271	6	12
342020-9500	500 exp. (16)	38-430	28	75 方形	178	24	48

► Thermo Scientific Nalgene方形培养基瓶

PETG, 无盖, 收缩膜托盘包装, 无菌



Nalgene PETG无盖方形培养基瓶, 专为存储/运输液体培养基, 缓冲液和血清设计。

厚壁; 耐用; 无盖; 方便灌装线应用。盖需另购。

特点

- 厚壁、耐用
- 防裂
- 良好的气体阻隔特性
- 灭菌级 10^{-6} SAL
- 带膜注刻度
- 无盖瓶包装, 盖子单独订购 (货号: 342151-0384或342141-0384)
- 瓶和盖材料满足ADCF (无动物源成分)
- 当与Nalgene HDPE盖使用时防漏[†]

建议: 存储/运输液体培养基, 缓冲液和血清。

订购信息: 收缩膜托盘双层塑料包装。

认证: 瓶和瓶盖经认证的辐射灭菌(SAL 10^{-6}), 无热原和无细胞毒性, 符合USP Class VI.要求。

Nalgene方形培养基瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
342024-0030	30 (1)	20	14	38 方形	64	40	280
342024-0060	60 (2)	24	18	41 方形	82	40	200
342024-0125	125 (4)	38-430	28	53 方形	110	24	96
342024-0250	250 (8)	38-430	28	59 方形	146	30	60
342024-0500	500 (16)	38-430	28	74 方形	177	20	40
342024-1000	1000 (32)	38-430	28	92 方形	220	12	24

► Thermo Scientific Nalgene方形培养基瓶
PETG，隔膜盖，收缩膜托盘包装，无菌



Nalgene方形培养基瓶，隔膜盖；由耐用，防裂的PETG材料制成。

标准的Nalgene PETG瓶配有带隔膜的盖，适用于无菌注射器配药或添加补充剂，带硅胶/PTFE隔膜的HDPE盖提供PTFE流体接触表面，该PTFE面具有惰性和不粘性从而保证流体的完整性。

特点

- 防漏[†]，透明培养基瓶
- 方形设计节约货架空间
- 瓶和瓶盖无菌级 SAL 10⁻⁶

建议：适用于需使用无菌注射器配药或添加补充剂的生物和诊断行业的应用。

订购信息：收缩膜托盘双层塑料包装。

认证：满足USP Class IV.要求。无细胞毒性。

Nalgene方形培养基瓶

货号	容量，mL (oz.)	盖子尺寸，mm	瓶颈内径，mm	外径，mm	带盖高度，mm	个/托盘	个/箱
342023-0060	60 (2)	24	18	41 方形	82	40	200
342023-0125	125 (4)	38-430	28	54 方形	110	24	96
342023-0500	500 (16)	38-430	28	74 方形	177	20	40
342023-1000	1000 (32)	38-430	28	94 方形	220	12	24
342023-9500	500 exp. (16)	38-430	28	75 方形	178	24	48

► Thermo Scientific Nalgene方形培养基瓶

半透明琥珀色PETG，琥珀色HDPE盖，收缩膜托盘包装，非无菌



Nalgene半透明琥珀色PETG方形培养基瓶；不透明琥珀色HDPE盖。

半透明琥珀色瓶是光敏培养基、缓冲液和血清的理想容器。

特点

- 厚壁，防碎，耐用
- 节约空间的方形设计
- 带膜注射刻度
- 非无菌，无热原，无细胞毒性
- 防漏[†]，具有防滴漏颈边和颈圈
- PETG提供优异的气体阻隔性，透明度和低的CO₂和O₂渗透性
- 琥珀色瓶/盖保护光敏性试剂

建议：半透明琥珀色瓶是光敏培养基，缓冲液和血清的良好容器。

订购信息：收缩膜托盘双层塑料包装。

认证：PETG培养基瓶和HDPE盖材料满足目前生物实验需求，其中包括：USP Class VI，USP 661，以及欧洲药典关于非正常毒性规定。

Nalgene方形培养基瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
322021-0030	30 (1)	20	14	38 方形	64	40	280
322021-0060	60 (2)	24	18	41 方形	82	40	200
322021-0125	125 (4)	38-430	28	54 方形	110	24	96



► **Thermo Scientific Nalgene方形培养基瓶**
PET，HDPE盖，收缩塑料膜托盘包装，无菌



Nalgene PET方形培养基瓶；HDPE盖；无菌轻质。

轻质的瓶防碎，具有良好的气体阻隔性；可用于存储运输液体培养基，缓冲液和血清。

特点

- PET材质配天然HDPE盖
- 方形设计节省空间
- 带膜注刻度，瓶颈可配防损坏收缩套使用
- 无菌，无热原，无细胞毒性
- 良好的气体阻隔性能，透明，降低CO₂和O₂的渗透
- 瓶和盖材料满足ADCF（无动物源成分）
- 防漏[†]

建议：存储运输液体培养基，缓冲液和血清。

订购信息：产品包装在收缩包装托盘。托盘用双层塑料袋包装于箱中。

认证：PET培养基瓶和HDPE盖材料满足目前生物测试需求，包括USP Class VI., USP <661>，欧洲药典关于非正常毒性的规定。

Nalgene方形培养基瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
342040-0125	125 (4)	38-430	28	52 方形	104	24	96
342040-0250	250 (8)	38-430	28	59 方形	140	30	60
342040-0650	650 (16)	38-430	28	76 方形	173	24	48
342040-1000	1000 (32)	38-430	28	92 方形	213	12	24



► Thermo Scientific Nalgene方形培养基瓶 PET，无盖收缩膜托盘包装，无菌



Nalgene PET方形培养基瓶，无盖，无菌，轻质，抗摔轻质的无盖瓶设计用于灌装线。盖需另购。

特点

- 无菌瓶带有膜注刻度和颈环
- 无细胞毒性，无溶血性，无热原
- 良好的气体阻隔性能
- 伽马射线辐照SAL 10⁶级无菌
- 瓶身材料满足ADCF（无动物源成分）
- 瓶无盖，盖子分开订购（货号：342151-0384或342141-0384）
- 当与Nalgene HDPE盖共用时防漏[†]

订购信息：双层塑料袋收缩膜托盘包装。分开订购盖（货号：342151-0384或342141-0384）。

认证：生产满足目前生物实验需求USP Class VI等级，USP <661>，欧洲药典非正常毒性（修订）认证。

Nalgene PET方形培养基瓶

货号	容量, mL (oz.)	盖子尺寸, mm	瓶颈内径, mm	外径, mm	带盖高度, mm	个/托盘	个/箱
342044-0125	125 (4)	38-430	28	52 方形	104	24	96
342044-0650	650 (16)	38-430	28	76 方形	173	24	48
342044-1000	1000 (32)	38-430	28	92 方形	213	12	24

► **Thermo Scientific Nalgene无菌培养基瓶盖**
HDPE盖，适配PET/PETG培养基瓶，无菌



Nalgene HDPE盖专为与**PET/PETG**方形培养基瓶设计。

可靠的Nalgene盖仅适配Nalgene瓶，可匹配防漏密封带。

特点

- 20-415规格，24-415规格，38-430规格
- 天然HDPE盖材料满足ADCF（无动物源成分）
- 适配Nalgene PET，PETG无盖培养基瓶

订购信息：散装盖可与无盖Nalgene PET或PETG瓶分开订购。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。

Nalgene方形培养基瓶盖

货号	盖子尺寸，mm	个/箱
342151-0200	20-415	280
342151-0240	24-415	200
342151-0384	38-430	240

► Thermo Scientific Nalgene HDPE防盗密封盖 无菌，散装



Nalgene HDPE防盗密封盖专为PET/PETG方形培养基瓶设计使用。

具有防盗环设计，结合了Nalgene瓶/盖系统独特的自然防漏特点，确保所盛放试剂的密封性。

使用不当或蓄意打开的培养基瓶可以通过脱离的密封环识别出来。

易装配和易破坏的防盗密封环不需要收缩带便可提供一个有效的防漏保证体系。

特点

- 颈口38-430
- 天然的HDPE盖材料满足ADCF（无动物源成分），可与38-430颈口Nalgene PET和PETG培养基瓶匹配
- 当与Nalgene PET和PETG培养基瓶匹配时防漏
- 易装配和易破坏的防盗密封环
- 伽马射线辐照提供 10^{-6} 无菌级别(SAL)
- 盖顶平整,可印刷或贴标签

订购信息：无菌散装盖。可另购Nalgene38-430颈口无盖PET或PETG培养基瓶。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。

Nalgene HDPE防盗密封盖

货号	盖子尺寸, mm	个/箱
342141-0384	38-430	240

► Thermo Scientific Nalgene无菌培养基瓶盖 带硅胶/PTFE薄膜的HDPE盖，适配PET/PETG培养基瓶，无菌



Nalgene HDPE盖，配有硅胶/PTFE垫圈，兼有硅胶的弹性密封和PTFE的不粘附试剂的表面特性。

特点

- 为Nalgene无菌PET & PETG培养基瓶设计
- 无菌级 SAL 10^{-6}
- 隔膜和HDPE盖之间无粘合剂
- 无细胞毒性，无热原
- 采用双隔膜材料实现气体隔绝

订购信息：散装盖。可分开订购Nalgene无盖PET或PETG瓶。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。

Nalgene培养基瓶盖

货号	盖子尺寸, mm	个/箱
342178-0240	24-415	200
342178-0384	38-430	240

► 选择使用的最适合您的容器

登陆：www.thermoscientific.com/nalgenecontainers

或从iTunes或Android市场下载我们免费的APP

-搜索Nalgene Bottles



► Thermo Scientific Nalgene彩色盖(13-415)

PP，散装



Nalgene PP 13-415彩色盖；无垫圈，一体成型密封环以确保防漏[†]。

当与不透明瓶共用时，不透明盖保护存储物免受紫外光的照射。

特点

- 减少交叉污染
- 不透明白色，琥珀色，绿色，红色，蓝色盖与不透明Nalgene瓶共用时保护存储物不受紫外线照射
- 一体成型盖，无垫圈，一体成型密封环
- 适配Nalgene窄口4mL瓶
- 防滑棱设计便于抓握，增加开盖摩擦力
- 当与Nalgene窄口瓶共用时防漏[†]

订购信息：散装盖。可分开订购包装瓶（货号：362002，362004，362006，362008）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。当与不透明瓶共用时彩色盖可满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene彩色盖13-415

货号	颜色	盖，mm	外径，mm	盖高度，mm	个/包	个/箱
362150-0130	原色	13-415	16	8	2000	2000
362150-1130	白色	13-415	16	8	2000	2000
362150-4130	绿色	13-415	16	8	2000	2000
362150-5130	红色	13-415	16	8	2000	2000
362150-6130	蓝色	13-415	16	8	2000	2000
362150-7130	琥珀色	13-415	16	8	2000	2000

► Thermo Scientific Nalgene彩色盖(20-415)
PP，散装



Nalgene PP 20-415彩色盖；无垫圈；一体成型密封环；防漏[†]。

当用于不透明瓶时可保护存储物免受紫外光的照射。

特点

- 减少交叉污染
- 不透明白色，琥珀色，绿色，红色，蓝色盖配合不透明Nalgene瓶使用时可保护存储物不受紫外光照射
- 一体成型盖，无垫圈，一体成型密封环
- 适配Nalgene窄口8，15，30，60 mL瓶
- 防滑棱设计便于抓握，增加开盖摩擦力
- 当与Nalgene窄口瓶共用时防漏[†]

订购信息：散装盖。可另购包装瓶（货号：362002，362004，362006，362008，362085，362089）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。当与不透明瓶共用时彩色盖可满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene彩色盖20-415

货号	颜色	盖，mm	外径，mm	盖高度，mm	个/包	个/箱
362150-0200	原色	20-415	22	12	2000	2000
362150-1200	白色	20-415	22	12	2000	2000
362150-4200	绿色	20-415	22	12	2000	2000
362150-5200	红色	20-415	22	12	2000	2000
362150-6200	蓝色	20-415	22	12	2000	2000
362150-7200	琥珀色	20-415	22	12	2000	2000

► Thermo Scientific Nalgene彩色盖(24-415)
PP，散装



Nalgene PP 24-415彩色盖；无垫圈，一体成型密封环；防漏[†]。

当与不透明包装瓶共用时可保护存储物免受紫外光照射。

特点

- 减少交叉污染
- 不透明白色，琥珀色，绿色，红色和蓝色盖配合不透明Nalgene瓶使用时可保护存储物不受紫外光照射
- 一体成型盖，无衬垫，一体成型密封环
- 适配Nalgene 125 mL，250 mL窄口瓶
- 防滑棱设计便于抓握,增加开盖摩擦力
- 当与Nalgene窄口瓶共用时防漏[†]

订购信息：散装盖。可另购瓶（货号：362002，362008，362085，362089）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。当与不透明瓶共用时彩色盖可满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene彩色盖24-415

货号	颜色	盖，mm	外径，mm	盖高度，mm	个/包	个/箱
362150-0240	原色	24-415	27	15	1000	1000
362150-1240	白色	24-415	27	15	1000	1000
362150-4240	绿色	24-415	27	15	1000	1000
362150-5240	红色	24-415	27	15	1000	1000
362150-6240	蓝色	24-415	27	15	1000	1000
362150-7240	琥珀色	24-415	27	15	1000	1000



► Thermo Scientific Nalgene彩色盖(28-415)
PP，散装



Nalgene PP 28-415彩色盖；无垫圈，一体成型密封环；防漏[†]。

当与不透明瓶共用时，不透明盖可保护存储物免受紫外光的照射。

特点

- 减少交叉污染
- 不透明白色，琥珀色，绿色，红色和蓝色盖配合不透明Nalgene瓶使用时可保护存储物不受紫外光照射
- 一体成型盖，无垫圈，一体成型密封环
- 适配Nalgene 500 mL窄口瓶
- 防滑棱设计便于抓握，增加开盖摩擦力
- 当与Nalgene窄口瓶共同使用时防漏[†]

订购信息：散装盖。可另购瓶（货号：362002，362008，362085，362089）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。当与不透明瓶共用时彩色盖可满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene彩色盖28-415

货号	颜色	盖，mm	外径，mm	盖高度，mm	个/包	个/箱
362150-0280	原色	28-415	30	15	500	500
362150-1280	白色	28-415	30	15	500	500
362150-4280	绿色	28-415	30	15	500	500
362150-5280	红色	28-415	30	15	500	500
362150-6280	蓝色	28-415	30	15	500	500
362150-7280	琥珀色	28-415	30	15	500	500



► Thermo Scientific Nalgene彩色盖(38-430)

PP，散装



Nalgene PP 38-430彩色盖；无垫圈，一体成型密封环；防漏[†]。

当与不透明瓶共用时可保护存储物免受紫外光照射。

特点

- 减少交叉污染
- 不透明白色，琥珀色，绿色，红色，蓝色盖配合不透明Nalgene瓶使用时可保护存储物不受紫外光照射
- 一体成型盖，无垫圈，一体成型密封环
- 适配Nalgene 1000 mL窄口瓶
- 防滑棱设计便于抓握，增加开盖摩擦力
- 当与Nalgene窄口瓶共用时防漏[†]

订购信息：散装盖。可另购瓶（货号：362002，362008，362085，362089）。

认证：生产满足ISO 13485:2016质量要求。瓶和瓶盖满足21CFR177.1520食品和饮料使用级要求，USP Class VI。当与不透明瓶共用时彩色盖可满足耐光容器USP最新版要求。

Nalgene彩色盖38-430

货号	颜色	盖，mm	外径，mm	盖高度，mm	个/包	个/箱
362150-0384	原色	38-430	41	27	250	250
362150-1384	白色	38-430	41	27	250	250
362150-4384	绿色	38-430	41	27	250	250
362150-5384	红色	38-430	41	27	250	250
362150-6384	蓝色	38-430	41	27	250	250
362150-7384	琥珀色	38-430	41	27	250	250

► Thermo Scientific Nalgene扭力扳手配件，适配PP盖



Nalgene扭力扳手配件确保准确的扭力。

适当的扭力是Nalgene盖防漏密封的关键。

特点

- 环氧树脂
- 专为Nalgene PP盖设计

订购信息：匹配PP盖的扭力扳手附件。

兼容产品：Thermo Scientific Nalgene扭力扳手（货号：2195-6169和-6177）。

Nalgene聚丙烯盖扭力扳手配件

货号	扭力扳手尺寸, in.	适配盖子尺寸, mm	个/箱
2195-0010	1/4	11（低沿MPV）	1
2195-0011	1/4	11（高沿MPV）	1
2195-0013	1/4	13-415	1
2195-0020	1/4	20-415	1
2195-0024	1/4	24-415	1
2195-0028	1/4	28-415	1
2195-0038	1/4	38-415	1
2195-0043	1/4	43-415	1
2195-0048	1/4	48-415	1
2195-0053	1/4	53-415	1
2195-0063	3/8	63-415	1
2195-0153	1/4	53B	1
2195-0183	3/8	83B	1
2195-0438	1/4	38-430	1

注意：推荐的扭力值，请见附页表格。

► Thermo Scientific Nalgene扭力扳手配件，适配HDPE盖



Nalgene扭力扳手配件确保准确的扭力。

适当的扭力是Nalgene盖防漏密封的关键。

特点

- 环氧树脂
- 专为Nalgene HDPE盖设计

订购信息：匹配HDPE盖的扭力扳手附件。

兼容产品：Thermo Scientific Nalgene扭力扳手（货号：2195-6169和-6177）。

Nalgene HDPE盖扭力扳手配件

货号	扭力扳手尺寸, in.	适配盖子尺寸, mm	个/箱
2195-1020	1/4	20-415	1
2195-1021	1/4	20-415（血清小瓶）	1
2195-1024	1/4	24-415	1
2195-1028	1/4	28-415	1
2195-1038	1/4	38-415	1
2195-1438	1/4	38-430	1
2195-1043	1/4	43-415	1
2195-1053	1/4	53-415	1
2195-1153	1/4	53B	1
2195-1183	3/8	83B	1

注意：推荐的扭力值，请见附页表格。

► Thermo Scientific Nalgene扭力扳手配件，适配Tefzel™盖



Nalgene扭力扳手配件确保准确的扭力。

适当的扭力是Nalgene盖防漏密封的关键。

特点

- 环氧树脂
- 专为Nalgene Tefzel盖设计

订购信息：匹配Tefzel盖的扭力扳手附件。

兼容产品：Thermo Scientific Nalgene扭力扳手（货号：2195-6169）。

Nalgene Tefzel盖扭力扳手配件

货号	扭力扳手尺寸, in.	适配盖子尺寸, mm	个/箱
2195-2020	1/4	20-415	1
2195-2024	1/4	24-415	1
2195-2028	1/4	28-415	1
2195-2033	1/4	33-415	1
2195-2038	1/4	38-415	1
2195-2438	1/4	38-430	1
2195-2043	1/4	43-415	1
2195-2048	1/4	48-415	1
2195-2053	1/4	53-415	1

注意：推荐的扭力值，请见附页表格。

► Thermo Scientific Nalgene扭力扳手配件，适配PFA盖



Nalgene扭力扳手配件确保准确的扭力。

适当的扭力是Nalgene盖防漏密封的关键。

特点

- 环氧树脂
- 专为Nalgene PFA盖设计

订购信息：匹配PFA盖的扭力扳手附件。

兼容产品：Thermo Scientific Nalgene扭力扳手（货号：2195-6169）。

Nalgene PFA盖扭力扳手配件

货号	扭力扳手尺寸, in.	适配盖子尺寸, mm	个/箱
2195-3020	1/4	20-415	1
2195-3438	1/4	38-430	1

► Thermo Scientific Nalgene扭力扳手配件，适配Biotainer盖



Nalgene扭力扳手配件确保准确的扭力。

适当的扭力是Nalgene盖防漏密封的关键。

特点

- 环氧树脂
- 专为Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer盖设计

订购信息：匹配Biotainer盖的扭力扳手附件。

兼容产品：Thermo Scientific Nalgene扭力扳手（货号：2195-6169）。

Nalgene Biotainer盖扭力扳手配件

货号	扭力扳手尺寸, in.	适配盖子尺寸, mm	个/箱
2595-3038	1/4	38	1
2595-9048	1/4	48	1

► Thermo Scientific Nalgene扭力扳手



Nalgene扭力扳手确保准确的扭力读数。

适当的扭力是Nalgene盖防漏密封的关键。

这些扳手可用于验证旋盖机设置和在线检查，并校正扭力。必须与Nalgene扭力扳手配件一起使用。

订购信息：需另行订购扭力扳手附件配套使用。

兼容产品：Thermo Scientific Nalgene扭力扳手配件（货号：2195）。

Nalgene扭力扳手

货号	扭力扳手尺寸, in.	扭力范围, lbs.	个/箱
2195-6169	1/4	0 to 75	1
2195-6177	3/8	0 to 250	1

Thermo Scientific Nalgene盖的推荐扭力

¹数值不应大于所给数据。强烈建议用户根据自身的应用，验证扭力数据。

*Biotainer盖

Nalgene盖为了密封防漏所施加的扭力必须是合适的。为了维持盖/瓶的密封性，最大程度降低运输过程中的松动，Nalgene盖应严格遵守使用指南中的扭力要求。

注意：当施加扭力时，瓶和盖上螺纹必须是干燥的。因为不同的应用要求对于相同的瓶也有不同的扭力要求，建议使用者实际测量加盖和开盖线的实际扭力值。如果有自动旋盖机，应用扭力必须和扭力扳手测量的开盖扭力相同。

更多信息请联系technical.nalgene@thermofisher.com

盖子尺寸, mm	最小扭力 (in./lbs.)	最小扭力 (cm/kg)	最大扭力 (in./lbs.)	最大扭力 ¹ (cm/kg)
11	2	3	3	4
13-415	5	6	7	8
20-415	10	11	14	16
24-415	12	13	17	19
28-415	16	18	22	25
33-415	20	23	28	32
38*	27	31	33	38
38-415	22	25	31	35
38-430	27	31	33	38
43-415	28	32	39	44
48-415	30	34	42	48
48*	30	34	42	48
53-415	33	38	46	52
53B	38	43	53	60
63-415	40	46	56	64
70	44	50	62	71
83B	60	69	85	96

树脂代码

ETFE	Tefzel [†] ETFE (乙烯-聚四氟乙烯)
FEP	Teflon [†] FEP (乙烯-聚四氟乙烯)
FLPE	氟化高密度聚乙烯
HDPE	高密度聚乙烯
LDPE	低密度聚乙烯
PC	聚碳酸酯
PETG	聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物
PFA	Teflon [†] PFA (全氟烷氧)
PMP	聚甲基戊烯("TPX")
PP	聚丙烯
PPCO	聚丙烯共聚物
TPE	热塑弹性体

[†]DuPont公司的注册商标

树脂快速参考表

	聚丙烯 (PP)	聚丙烯共聚物 (PPCO)	低密度聚乙烯 (LDPE)	高密度聚乙烯 (HDPE)	聚碳酸酯 (PC)	聚甲基戊烯 (PMP)	聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物 (PETG)	Teflon (FEP)	Teflon (PFA)	Teflon (ETFE)
高温	135℃	121℃	80℃	120℃	135℃	145℃	70℃	205℃	260℃	150℃
低温	0℃	-40℃	-100℃	-100℃	-135℃	20℃	-40℃	-270℃	-270℃	-105℃
可高压灭菌	是	是	否	否	是	是	否	是	是	是
微波可用	是	临界	是	否	临界	是	临界	临界	是	是
干热(烘箱)	否	否	否	否	是	是	否	是	是	是
冷冻	否	是	是	是	是	否	是	是	是	是
柔韧	硬质	中等	优秀	中等	硬质	硬质	中等	优秀	优秀	硬质
透明	半透明	半透明	半透明	半透明	透明	透明	透明	半透明	接近透明	半透明
化学品拒绝	良好	良好	良好	良好	最小	良好	最小	优秀	优秀	优秀
回收符号	 PP	 PP	 LDPE	 HDPE	 OTHER	 OTHER	 PETE	 OTHER	 OTHER	 OTHER

[†]或同等物

树脂特性

灭菌 ⁵													透过性 (cc-毫升/100平方英寸- 24小时-大气压)		
树脂	最高使用温度 ¹ (°C)	HDT ² 温度 (°C)	脆化 ³ 温度 (°C)	Transparency (透明度)	微波 功能	高压 灭菌	气体	干热	辐射	消毒剂	比重	柔韧	N ₂	O ₂	CO ₂
LDPE	80	45	-100	半透明	是	否	是	否	是	是	0.92	优秀	180	500	2,700
HDPE	120	65	-100	半透明	否	否	是	否	是	是	0.95	硬质	42	185	580
PP	135	107	0	半透明	是	是	是	否	否	是	0.9	硬质	48	240	800
PPCO	121	90	-40	半透明	临界 ⁴	是	是	否	否	是	0.9	中等	45	200	650
PMP	145	80	20	透明	是	是	是	是	否	是	0.83	硬质	8,000	32,000	115,000
FLPE	120	65	-100	半透明	否	否	是	否	是	是	0.95	硬质	42	185	580
ETFE	150	104	-105	半透明	是	是	是	是	是	是	1.7	硬质	30	100	250
FEP	205	70	-270	半透明	临界 ⁴	是	是	是	否	是	2.15	优秀	320	750	2,200
PFA	260	166	-270	半透明	是	是	是	是	否	是	2.15	优秀	291	881	2,260
PETG	70	70	-40	透明	临界 ⁴	否	是	否	是	部分	1.27	中等	10	25	125
PC	135	138	-135	透明	临界 ⁴	是 ⁶	是	否	是	是	1.2	硬质	50	300	1,075
TPE	121	<23	<-50	不透明	是	是	是	否	是	部分	0.93	优秀	31-145	85-646	900-8,634

树脂特性 (续)

树脂	渗透性 (cc-毫米/平方米-24小时-巴)			水蒸气透射率 (克-毫米/平方米 24小时-巴 38°C, 90% RH)	水吸附 (%)	非细胞 毒性 ⁷	适用于 食品及 饮料用途 ⁸	美国联邦法规 第21部分 (CFR)	折射指数	熔点范围 (°C)	玻璃转换 温度范围 (°C)
	N ₂	O ₂	CO ₂								
LDPE	69.94	154.28	1,049.09	15.5-23.3	<0.01	是	是 ⁹	177.1520	1.5400	85 至 125	-25
HDPE	16.32	71.88	225.36	4.6-6.2	<0.01	是	是 ⁹	177.1520	1.5100	125 至 138	-25
PP	18.65	93.25	310.84	3.9	<0.02	是	是	177.1520	1.4735	160 至 176	-20 至 -5
PPCO	17.48	77.71	252.56	4.40	<0.02	是	是	177.1520	1.4735- 1.5100	150 至 175	-20
PMP	3,109.42	12,433.68	44,683.32	775	0.01	是	否	-	1.4630	235	不适用
FLPE	16.32	71.88	225.36	4.6	<0.01	是	是 ⁹	177.1615	1.5100	125-138	-125
ETFE	11.66	38.86	97.14	1.65	0.03	是	是	177.1550	1.3580	265	不适用
FEP	124.34	291.41	854.82	6.20	<0.01	是	是	177.1550	1.3380	275	不适用
PFA	118.07	342.31	878.13	2.00	<0.02	是	是	177.1550	1.3580	302 至 310	不适用
PETG	3.89	9.71	48.57	18.13	0.13	是	是 ¹⁰	177.1315	1.57	265	81
PC	19.43	116.57	417.69	115	0.35	是	是	177.1580	1.5860	不适用	154
TPE	12.05-56.34	33.03-251	0.70-3,354.76	-	0.05-5.1	是	是	177.2600	-	不适用	不适用

1. 评定基于暴露于600瓦电压，空实验室器皿的5分钟测试。注意：不要超过最高使用温度，或将实验室器皿与加热能够引发腐蚀性塑料或快速吸收的化学药品接触。
2. 热挠曲温度是当一条材料在66磅/平方英寸下偏斜0.01°时的温度(ASTM D648)。材料可在无压力应用情况下，在高于他们的热挠曲温度时使用；见最高使用温度。
3. 脆性温度是一个树脂制成的物体在落下时可能破碎或裂开的温度。这并非最低使用温度，如果使用和操作时小心谨慎处理。
4. 塑料将会吸热。
5. 灭菌
 - 高压灭菌 (121°C, 15磅/平方英寸, 20分钟) — 在高压灭菌前清洁物体并用蒸馏水清洗。在高温高压消毒前，务必完全拧开螺口。某些在室温下对树脂没有明显作用的化学药品可能在高压灭菌温度下引起侵蚀，除非预先用蒸馏水除去
 - 气体-环氧乙烷，甲醛，过氧化氢
 - 干热 (160°C, 120分钟)
 - 消毒剂-苯扎氯铵，福尔马林/甲醛，乙醇，等等
 - 辐射-伽马射线25 kGy (2.5 MRad)照射不稳定塑料
6. 高压灭菌降低机械强度。不要使用PC管用于真空应用，如果它们经过高压灭菌后。
7. “是”代表树脂已经被鉴定为无细胞毒性，根据USP和ASTM生物相容性测试标准，利用MEM洗脱技术处理WI38人二倍体肺细胞系。
8. 树脂符合联邦食品和药品法案食品添加剂修正案CFR21项的要求。终端用户有责任验证在结合他们特定的包装应用时特定器皿的合规性。
9. 可用于：
 - 非酸性，水性产品；可能含盐，糖或两者 (pH大于5.0)
 - 乳制品及改良；水包油乳剂，高或低脂肪
 - 潮湿的烘烤制品，表面不含游离脂肪或油
 - 干固体，表面不含游离脂肪或油 (不需要终端测试) 并在表2，FDA规定177.1520描述的情况下，除了情况A—高温灭菌 (例如超过100°C/212°F)
10. 可用于：
 - 酒精食品含不高于15% (体积比) 酒精；填充和储存温度不超过49°C(120°F)
 - 非酒精食物热填充不超过82°C(180°F)并且储存不超过49°C(120°F)
 - 不适合碳酸饮料或啤酒或需要热加工的包装食品

¹或同等物

Tefzel和Teflon是DuPont公司的注册商标。

化学品耐受性分类

参见下方数据确保选择适宜的包装瓶进行您特定的应用

化学品耐受性分类

	ETFE	包装瓶	HDPE	LDPE	PC	PETG	FEP/PFA	PMP	PP/PPCO	TPE**
酸，稀释或弱	E	E	E	E	E	G	E	E	E	G
酸*强并且浓缩	E	G	G	G	N	N	E	E	G	F
醇类，脂肪族	E	E	E	E	G	G	E	E	E	E
醛	E	G	G	G	F	G	E	G	G	G
碱	E	F	E	E	N	N	E	E	E	F
酯	G	G	G	G	N	F	E	E	G	N
碳氢化合物，脂肪族	E	E	G	F	G	G	E	G	G	E
碳氢化合物，芳香族	G	E	N	N	N	N	E	N	N	N
碳氢化合物，卤代	G	G	N	N	N	N	E	N	N	F
酮，芳香族	G	G	N	N	N	N	E	F	N	N
氧化剂，强	E	F	F	F	F	F	E	G	F	N

* 除了氧化性酸：对于氧化性酸，见“氧化剂，强”

** TPE衬垫

化学品耐受性分类

E：30天恒定暴露不引起损坏。塑料甚至可能耐受多年。

G：连续接触试剂30天后无损坏或仅有轻微损坏。

F（扫描过滤器）：连续接触试剂7天后产生一些影响。根据不同塑料，效果可能是有裂纹，开裂，失去强度或褪色。溶剂可能导致LDPE，HDPE，PP，PPCO和PMP软化，膨胀及渗透损失。这五种树脂的溶剂效应通常是可逆的；在蒸发后部件通常会回复它的正常状态。

N：不建议连续使用。可能会发生立即损坏。根据不同塑料，效果可能是更严重的裂纹，开裂，失去强度，褪色，变形，溶解或渗透损失。

货号	页码	货号	页码	货号	页码
2035-0005	27	312004-0008	69	312097-0008	66
2035-0010	27	312004-0016	69	312097-0016	66
2035-0020	27	312004-0032	69	312097-0032	66
2125-1000	84	312004-9025	15	312099-0001	81
2125-2000	84	312004-9050	15	312099-0002	81
2125-4000	84	312004-9125	15	312099-0004	81
2126-1000	85	312006-0001	75	312099-0008	81
2126-2000	85	312006-0002	75	312099-0016	81
2126-4000	85	312006-0004	75	312099-0032	81
2126-5000	85	312006-0008	75	312103-0001	74
2195-0010	102	312006-0016	75	312103-0002	74
2195-0011	102	312006-0032	75	312103-0004	74
2195-0013	102	312006-9025	19	312103-0008	74
2195-0020	102	312006-9050	19	312103-0016	74
2195-0024	102	312006-9125	19	312103-0032	74
2195-0028	102	312007-0004	64	312104-0001	67
2195-0038	102	312007-0008	64	312104-0002	67
2195-0043	102	312007-0016	64	312104-0004	67
2195-0048	102	312007-0032	64	312104-0008	67
2195-0053	102	312009-0004	71	312104-0016	67
2195-0063	102	312009-0008	71	312104-0032	67
2195-0153	102	312009-0016	71	312105-0001	77
2195-0183	102	312009-0032	71	312105-0002	77
2195-0438	102	312016-0030	76	312105-0004	77
2195-1020	103	312016-0060	76	312105-0008	77
2195-1021	103	312016-0125	76	312105-0016	77
2195-1024	103	312016-0250	76	312105-0032	77
2195-1028	103	312016-0500	76	312106-0001	70
2195-1038	103	312016-1000	76	312106-0002	70
2195-1043	103	312018-0125	65	312106-0004	70
2195-1053	103	312018-0250	65	312106-0008	70
2195-1153	103	312018-0500	65	312106-0016	70
2195-1183	103	312018-1000	65	312106-0032	70
2195-1438	103	312084-0001	53	312110-0006	78
2195-2020	104	312084-0002	53	312110-0008	78
2195-2024	104	312084-0004	53	312110-0016	78
2195-2028	104	312084-0008	53	312110-0032	78
2195-2033	104	312084-0016	53	312114-0002	68
2195-2038	104	312084-0032	53	312114-0006	68
2195-2043	104	312084-9025	14	312114-0008	68
2195-2048	104	312084-9050	14	312114-0016	68
2195-2053	104	312084-9125	14	312114-0032	68
2195-2438	104	312085-0001	55	312158-0021	29
2195-3020	105	312085-0002	55	312158-0022	29
2195-3438	105	312085-0004	55	312184-0001	54
2195-6169	106	312085-0008	55	312184-0002	54
2195-6177	106	312085-0016	55	312184-0004	54
2595-3038	105	312085-0032	55	312184-0008	54
2595-9048	105	312087-0001	60	312184-0016	54
312002-0001	62	312087-0002	60	312184-0032	54
312002-0002	62	312087-0004	60	312185-0001	58
312002-0004	62	312087-0008	60	312185-0002	58
312002-0006	62	312087-0016	60	312185-0004	58
312002-0016	62	312087-0032	60	312185-0008	58
312002-0032	62	312088-0001	59	312185-0016	58
312002-9025	10	312088-0002	59	312185-0032	58
312002-9050	10	312088-0004	59	312187-0001	61
312002-9125	10	312088-0008	59	312187-0016	61
312003-0001	73	312088-0016	59	312187-0002	61
312003-0002	73	312088-0032	59	312187-0032	61
312003-0004	73	312089-0001	48	312187-0004	61
312003-0008	73	312089-0002	48	312187-0008	61
312003-0016	73	312089-0004	48	312189-0001	52
312003-0032	73	312089-0008	48	312189-0002	52
312004-0001	69	312089-0016	48	312189-0004	52
312004-0002	69	312089-0032	48	312189-0008	52
312004-0004	69	312097-0004	66	312189-0016	52

产品目录号对照表

货号	页码	货号	页码	货号	页码
312189-0032	52	342023-0125	89	342821-0112	45
312199-0004	82	342023-0500	89	342821-0113	45
312199-0008	82	342023-1000	89	342821-0114	45
312199-0016	82	342023-9500	89	342821-0115	45
312199-0032	82	342024-0030	88	342821-0116	45
312750-9025	31	342024-0060	88	342821-0118	45
312750-9050	31	342024-0125	88	342821-1111	45
312750-9125	31	342024-0250	88	342825-0110	43
312751-9025	31	342024-0500	88	342825-0111	43
312751-9050	31	342024-1000	88	342825-0112	43
312751-9125	31	342030-0003	23	342825-0113	43
312758-0001	33	342030-0005	23	342825-0114	43
312759-0001	33	342030-0010	23	342825-0115	43
312760-0000	32	342030-0020	23	342825-0116	43
312760-0010	32	342032-0005	25	342825-0117	43
312760-0020	32	342032-0010	25	342825-0118	43
312760-0040	32	342032-0020	25	342825-0119	43
312760-0050	32	342033-0010	26	342825-1110	43
312760-0060	32	342035-0005	28	342825-1111	43
322002-9025	11	342035-0010	28	342826-0110	47
322002-9050	11	342035-0020	28	342826-0111	47
322002-9125	11	342040-0125	91	342826-0114	47
322004-9025	16	342040-0250	91	342830-0110	41
322004-9050	16	342040-0650	91	342830-0111	41
322004-9125	16	342040-1000	91	342830-0112	41
322006-9025	20	342044-0125	92	342830-0113	41
322006-9050	20	342044-0650	92	342830-0114	41
322006-9125	20	342044-1000	92	342830-0115	41
322020-0030	86	342089-0001	51	342830-0116	41
322020-0060	86	342089-0002	51	342830-0117	41
322020-0125	86	342089-0004	51	342830-0118	41
322020-0250	86	342089-0008	51	342830-0119	41
322020-0500	86	342089-0016	51	342830-1110	41
322020-1000	86	342089-0032	51	342830-5110	41
322020-2000	86	342141-0384	94	342830-5114	41
322021-0030	90	342151-0200	93	342830-5116	41
322021-0060	90	342151-0240	93	342830-5118	41
322021-0125	90	342151-0384	93	362002-0001	63
322030-0010	22	342158-0021	30	362002-0002	63
322032-0005	24	342158-0022	30	362002-0004	63
322032-0010	24	342158-0023	30	362002-0008	63
322032-0020	24	342158-0024	30	362002-0016	63
322085-0001	56	342158-0025	30	362002-0032	63
322085-0001	57	342158-0026	30	362002-9025	12
322085-0002	56	342178-0240	95	362002-9050	12
322085-0002	57	342178-0384	95	362002-9125	12
322085-0004	56	342800-0005	34	362004-9025	17
322085-0004	57	342800-0015	34	362004-9050	17
322085-0008	56	342800-0020	34	362004-9125	17
322085-0008	57	342800-0045	34	362006-9025	21
322085-0016	57	342805-0005	37	362006-9050	21
322085-0032	57	342805-0020	37	362006-9125	21
322089-0001	49	342810-0005	35	362008-0001	72
322089-0002	49	342810-0020	35	362008-0002	72
322089-0004	49	342820-0110	39	362008-0004	72
322089-0008	49	342820-0111	39	362008-0008	72
342002-9025	13	342820-0112	39	362008-0016	72
342002-9050	13	342820-0113	39	362008-0032	72
342020-0030	87	342820-0114	39	362008-9025	18
342020-0060	87	342820-0115	39	362008-9050	18
342020-0125	87	342820-0116	39	362008-9125	18
342020-0250	87	342820-0117	39	362015-0125	80
342020-0500	87	342820-0118	39	362015-0250	80
342020-1000	87	342820-0119	39	362015-0500	80
342020-2000	87	342820-1110	39	362015-1000	80
342020-9500	87	342821-0110	45	362089-0001	50
342023-0060	89	342821-0111	45	362089-0002	50

货号	页码	货号	页码
362089-0004	50	362825-0119	44
362089-0008	50	362825-1110	44
362089-0016	50	362825-1111	44
362089-0032	50	362826-0111	47
362150-0130	97	362830-0110	42
362150-0200	98	362830-0111	42
362150-0240	99	362830-0112	42
362150-0280	100	362830-0113	42
362150-0384	101	362830-0114	42
362150-1130	97	362830-0115	42
362150-1200	98	362830-0116	42
362150-1240	99	362830-0117	42
362150-1280	100	362830-0118	42
362150-1384	101	362830-0119	42
362150-4130	97	362830-1110	42
362150-4200	98	362830-5110	42
362150-4240	99	362830-5114	42
362150-4280	100	362830-5116	42
362150-4384	101	362830-5118	42
362150-5130	97	382099-0125	83
362150-5200	98	382099-0250	83
362150-5240	99	382099-0500	83
362150-5280	100	382099-1000	83
362150-5384	101	DS2126-0250	85
362150-6130	97		
362150-6200	98		
362150-6240	99		
362150-6280	100		
362150-6384	101		
362150-7130	97		
362150-7200	98		
362150-7240	99		
362150-7280	100		
362150-7384	101		
362800-0005	36		
362800-0020	36		
362805-0005	38		
362805-0020	38		
362820-0110	40		
362820-0111	40		
362820-0112	40		
362820-0113	40		
362820-0114	40		
362820-0115	40		
362820-0116	40		
362820-0117	40		
362820-0118	40		
362820-0119	40		
362820-1110	40		
362821-0110	46		
362821-0111	46		
362821-0112	46		
362821-0113	46		
362821-0114	46		
362821-0115	46		
362821-0116	46		
362821-0118	46		
362821-1111	46		
362821-1112	46		
362825-0111	44		
362825-0112	44		
362825-0113	44		
362825-0114	44		
362825-0115	44		
362825-0116	44		
362825-0117	44		
362825-0118	44		

赛默飞世尔科技

上 海

上海市浦东新区新金桥路 27 号 3,6,7 号楼
邮编 201206
电话 021-68654588

成 都

成都市临江西路 1 号川投大厦 1406 室
邮编 610041
电话 028-65545388*5300

南 京

南京市中央路 201 号金茂广场南楼 1103 室
邮编 210000
电话 021-68654588*2901

北 京

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 C 座 7 层 /8 层
邮编 100013
电话 010-87946888

沈 阳

沈阳市沈河区惠工街 10 号卓越大厦 3109 室
邮编 110013
电话 024-31096388*3901

西 安

西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦
1006-08 单元
邮编 710075
电话 029-84500588*3801

广 州

广州国际生物岛寰宇三路 36、38 号合景
星辉广场北塔 204-206 单元
邮编 510000
电话 020-82401600

武 汉

武汉市高新四路 22 号 58 众创光谷产业园 A 座 1 楼 2~5 楼
邮编 430075
电话 027-59744988*5401

欲了解更多信息，请扫描二维码关注我们的微信公众账号与官方网站。

赛默飞世尔科技在全国有共 14 个商业办公室。本资料中的信息，说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。



赛默飞
官方微信



实验室产品
和服务

热线 800 810 5118
电话 400 650 5118
www.thermofisher.cn

ThermoFisher
S C I E N T I F I C