

# 有认证的防漏系统

安全可靠的保存珍贵溶液

## Thermo Scientific™ Nalgene™ PET 和 PETG 血清 / 培养基瓶

- Nalgene 瓶身和标准瓶盖、隔膜盖或防盗盖完美配合，保证防漏
- 采用无细胞毒性、无内毒素、无致畸成分，且无动物源成分的高质量原生树脂生产，有助于保持内容物的纯度
- 符合 USP VI 级、USP 37 <661> 和 ISO 10993-3 等最新的生物测试标准，确保产品安全
- 全面的产品验证支持可助您节省时间和资金

我们既生产瓶身，也生产瓶盖，系统设计生产验证，保证高性能包装防漏。

我们的培养基瓶由耐用防碎的聚对苯二甲酸乙二酯 (PET) 或乙二醇改性聚对苯二甲酸乙二酯 (PETG) 树脂制成，并配有天然高密度聚乙烯 (HDPE) 瓶盖。

独特的 Thermo Scientific™ Nalgene™ 瓶盖和瓶身设计，无需衬垫或垫圈即可达到可靠的防漏 \* 性能，通常情况下能够提供有效的氧气和二氧化碳屏障，将试剂的 pH 值保持在合适水平。

无菌保证值 (SAL) 为  $10^{-6}$ ，为瓶内试剂提供更有力的无菌保证。



## 方形 PET 培养基瓶，热缩膜托盘

货号	颜色	是否无菌	容量	瓶盖类型	瓶盖尺寸	每托盘数量/每箱数量
† 942040-0125	透明	无菌	125mL	天然 HDPE 瓶盖	38-430	24/96
342040-0250	透明	无菌	250mL		38-430	30/60
† 942040-0650	透明	无菌	650mL		38-430	24/48
† 942040-1000	透明	无菌	1000mL		38-430	12/24
342044-0125	透明	无菌	125mL	无瓶盖	38-430	24/96
342044-0650	透明	无菌	650mL		38-430	24/48
342044-1000	透明	无菌	1000mL		38-430	12/24

† 货号 942040 开头产品等同 34/642040 开头的产品，在苏州生产

## 方形 PETG 培养基瓶，热缩膜托盘

货号	颜色	是否无菌	容量	瓶盖类型	瓶盖尺寸	每托盘数量/每箱数量
322020-0030	透明	非无菌	30mL	天然 HDPE 瓶盖	20-415	40/280
322020-0060	透明	非无菌	60mL		24-415	40/200
322020-0125	透明	非无菌	125mL		38-430	24/96
322020-0250	透明	非无菌	250mL		38-430	30/60
322020-0500	透明	非无菌	500mL		38-430	20/40
322020-1000	透明	非无菌	1000mL		38-430	12/24
322020-2000	透明	非无菌	2000mL	天然 HDPE 瓶盖	53B	6/12
342020-0030	透明	无菌	30mL		20-415	40/280
342020-0060	透明	无菌	60mL		24-415	40/200
342020-0125	透明	无菌	125mL		38-430	24/96
342020-0250	透明	无菌	250mL		38-430	30/60
342020-0500	透明	无菌	500mL		38-430	20/40
342020-1000	透明	无菌	1000mL	琥珀色 HDPE 瓶盖	38-430	12/24
342020-2000	透明	无菌	2000mL		53B	6/12
342020-9500	透明	无菌	650mL		38-430	24/48
322021-0030	琥珀色	非无菌	30mL		20-415	40/280
322021-0060	琥珀色	非无菌	60mL		24-415	40/200
322021-0125	琥珀色	非无菌	125mL		38-430	24/96
342023-0060	透明	无菌	60mL	天然 HDPE 瓶盖，带硅胶/PTFE 隔垫	24-415	40/200
342023-0125	透明	无菌	125mL		38-430	24/96
342023-0500	透明	无菌	500mL		38-430	20/40
342023-1000	透明	无菌	1000mL		38-430	12/24
342023-9500	透明	无菌	650mL		38-430	24/48
342024-0030	透明	无菌	30mL	无瓶盖	20-415	40/280
342024-0060	透明	无菌	60mL		24-415	40/200
342024-0125	透明	无菌	125mL		38-430	24/96
342024-0250	透明	无菌	250mL		38-430	30/60
342024-0500	透明	无菌	500mL		38-430	20/40
342024-1000	透明	无菌	1000mL		38-430	12/24

## 散装瓶盖

货号	是否无菌	瓶盖类型	瓶盖尺寸	每箱数量
342151-0200	无菌	天然 HDPE 瓶盖	20-415	280
342151-0240	无菌		24-415	240
342151-0384	无菌		38-430	200
342141-0384	无菌	天然 HDPE 防盗瓶盖	38-430†	240
342178-0240	无菌	天然 HDPE 瓶盖，带硅胶/PTFE 隔垫	24-415	200
342178-0384	无菌		38-430	240

† 与 125mL PETG 培养基瓶不兼容

### 变更通知数据库



符合 ISO13485: 2016 和 cGMP 要求，意味着生产工艺、包装和产品参数的变更都必须完整记录并可追溯。为确保您（及时）收到变更通知，请在以下网址注册：

[www.thermoscientific.com/notifications](http://www.thermoscientific.com/notifications)

### 证书



许多我们所用树脂的供应商会向美国食品药品监督管理局 (FDA) 提交药物主文件 (DMF)，并在产品证书中注明。合格证书 (COC) 可在以下网址获取：

[www.nniassetbank.com](http://www.nniassetbank.com) 或 [www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)。

### 文件支持



详尽的验证资料和强制析出研究提供基础数据，降低与内部溶液的兼容性风险。您可通过以下网址申请获取这些保密信息：

[rocrgsupport@thermofisher.com](mailto:rocrgsupport@thermofisher.com)

在您提交申请后，我们将向您发送一份保密协议，供您签署，并提供后续支持。

\* 如赛默飞世尔科技《销售条款和条件》所述，我们根据标准产品证书提供防漏密封保证。我们的产品在环境温度和压力下搭配相应的瓶盖使用时是防漏的。但是我们建议客户在计划应用的条件下测试瓶身和瓶盖。如需更多产品信息，请发送电子邮件至 [technicalsupport@thermofisher.com](mailto:technicalsupport@thermofisher.com)。

† 使用琥珀色着色剂的产品除外。

如需了解更多信息，请访问：[www.thermofisher.com/mediabottles](http://www.thermofisher.com/mediabottles)  
[diagnosticsandpackaging.thermoscientific.com](http://diagnosticsandpackaging.thermoscientific.com)



赛默飞  
官方微信



赛默飞  
实验室产品

热线 800-810-6000( 仅限座机拨打 )  
电话 400-610-6006( 手机或座机拨打 )  
[www.thermofisher.cn](http://www.thermofisher.cn)